

SLS

Administration Tool

ES - Español

Documentación Aviso

Codonics Productos son Clase I productos destinado a por usar por Cuidado de la salud Profesionales.

Productos embalaje y etiquetado incluso Gráfico Usuario Interfaz (GUI) por operación son Ofrecido en inglés y encontrarse MDR, anexo I, Capítulo III, 23,4, tomando cuenta la capacitación y la conocimiento de la potencial usuario.

*Web información, Llave Especificaciones, Destinado a Usar, Usuario manual Apéndice, Rápido Comienzo Guía Y Configuración SI TU son disponible en sencillo Traducción Miembro Expresar Idiomas; primario SI TU son disponible en inglés

Introducción

los Codonics ® Safe Label System ™ Administración Herramienta es un importante compañero producto a la Safe Label System SLS en sí. La Herramienta de administración permite a las personas calificadas del sitio crear el formulario de medicamentos para implementarlo en los SLS de manera segura y reproducible. Permite a las personas calificadas del sitio especificar los parámetros de configuración de SLS y crear un paquete de configuración que se puede implementar en los SLS para definir su configuración operativa. También brinda la capacidad de conectarse en red, monitorear y enviar formularios y paquetes de configuración a SLS específicos.

Visión general

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) se encuentra donde se preparan los medicamentos y utiliza la base de datos del formulario integrado para aumentar la seguridad del paciente y el cumplimiento del etiquetado. Esta base de datos, creada con la Herramienta de administración SLS (AT), es el software de administración del sistema que permite a la farmacia crear y controlar fácilmente un formulario de medicamentos, incluidos los medicamentos aprobados por el sitio, las concentraciones y las reglas de uso, ampliando el alcance de influencia de la farmacia hasta el punto. de preparación de medicamentos. La AT permite a una farmacia hospitalaria:

- Con rapidez y fácilmente crear a formulario ese incorpora aprobado por el hospital drogas fusionado con hospital políticas, juntos con la Articulación Comisión (TJC) requisitos, y americano Sociedad de Anestesiología (COMO UN) y YO ASI etiquetado pautas
- Control despliegue de la formulario, configuración, SLS del usuario paquetes y software actualizaciones a alguna SLS PCS
- Carga aprobado por el sitio, personalizado formularios en cada SLS PCS así que ese ellos son disponible a médicos a la punto de preparación y administración a sin peligro verificar, identificar y confirmar medicamentos a incrementar paciente la seguridad y reducir medicamento errores

Recomendado - Requisitos por A

Servidor Hardware: Intel Patio Centro (i5, i7 o Xeon) con 4 núcleos 8 GB RAM

Difícil Manejar Espacio: Mínimo 5 GB libre espacio por solicitud. Recomendado 30 GB total a Instalar en pc

Ordenador SO: Windows® 10, Ventanas Servidor 2012R2,2016 y 2019. 64 bits requerido.

Recomendado - Requisitos por A Cliente

Navegador Apoyo: Internet Explorador ES DECIR 8 o más nuevo

Pantalla Resolución: Mínimo 1440 X 900; usar defecto navegador fuentes

Ordenador SO: Windows® 10 o más nuevo

Aplicaciones: Excel® 2003 o mayor que a abierto informes

Único Signo En: A Usuario administración usando Microsoft® Activo Directorio