

Horizon® G2

Мултимедия Imager

BG - български език

Документация и Забележете

Codonics Продукти са Клас Аз продукти по предназначение за използване от Здравеопазване Професионалисти.

Продукти опаковка и етикетирание, включително Графичен Потребител Интерфейс (GUI) за операция са offered в Английски и Среща MDR, приложение Аз, Глава III, 23.4, вземане сметка на обучение и на знания на на потенциал потребител.

* Мрежа информация, Ключ Спецификации, По предназначение Използвайте, Потребител ръчно Приложение, Бързо Започнете Ръководство & Настройвам IFU са на разположение в просто превод Член Щат Езици; първичен IFU са на разположение в Английски.

Общ преглед

The Horizon G2 е an интелигентен, работен плот суха имагер че произвежда диагностична качество медицински филми плюс сива скала хартия отпечатъци ако ти избирам на по избор хартия особеност.

The имагер е съвместими с много промишленост стандартен протоколи включително DICOM и Windows мрежа печат. Horizon също Характеристика директен модалност Връзка, с нагоре да се 24 едновременно DICOM връзки. Високо скорост изображение обработка, работа в мрежа и намотка са стандартен.

Спецификации

Печат Технология: Директен термична (сухо, дневна светлина безопасно операция)

Пространствена Резолюция: 320 DPI (12.6 пиксели / мм)

Производителност: Нагоре да се 100 филми на час

Време Да се Работете: 5 минути (готов да се печат от „Изключено“)

Сива скала Контраст Резолюция: 12 бита (4096)

Медия Входи: Две доставка касети, 80-100 чаршафи всеки

Медия Изходи: Едно получавам тава, 50 листа капацитет

Медия Размери: 8 " x 10 ", 14 " x 17 " (син и ясно), 11 " x 14 " (син) DirectVista® Филм

Optional A, A4, 14 " x 17 " DirectVista Сива скала Хартия

Dmax: > 3.0 с DirectVista Филм

Архивно: > 20 години с DirectVista Филм, под ANSI удължен срок съхранение условия

Медия Доставка: всичко медии е предварително опаковани и фабрика запечатан

Интерфейси: Стандартно: 10/100/1000 База-Т Ethernet (RJ-45), Сериен Конзола

Мрежа Протоколи: Стандартно: 24 DICOM връзки, FTP, LPR

По избор: Windows мрежа печат

Изображение Формати: Стандартно: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Слънце Растер, Тарга

По избор: PostScript™ съвместимост

Изображение Качество: Ръчно калибриране

Изображение Контрол: Гама, Контраст, Полярност, Завъртане, Мащабиране, Изглаждане

Лист Контрол: Плътност Настройка (Dmax), Погледни нагоре Маси (LUT), Изображение
Предупреждения, Надписи, Лист Покритие, Граница Попълнете, реколта Котва

Лист Форматиране: 1: 1-1: 81; Променлива Многоформатиране (VMF™), Фиксирана
Многоформатиране (FMF™)

Контрол Панел: Голям, подсветка LCD дисплей, Състояние светлини включва На линия, Тревога,
Вината, Активен Мощност и Меню навигация бутони

Процесор: Intel

Памет: 2 GB

Твърд Диск: SSD, 32 GB (24 GB на разположение за намотка)

Подвижен Съхранение: USB за софтуер надстройки

Умен Карта: 72 KB за съхранение конфигурация данни

Мощност: Универсален Вход: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 400W печат, 45W празен

Топлина Емисия: Максимум 400W, 1,366 BTU / час. печат, 45W, 153 BTU / час. празен

Тегло: 66 lbs. (30 килограма.)

Двигател Размери: 14,5 " (37 см) H, 20,5 " (52 см) W, 24 " (61 см) L

Заобикаляща среда: Оперативен Температура: 15-30 ° C, Съхранение: -22 - 50 ° C, Оперативен

Влажност: 10 - 70% R.H. (без кондензация)

Регулаторно: Пълна медицински устройство съответствие включително Клас 2 FDA и Клас Аз
MDR 2017/745 / EC (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Електрически Безопасност IEC 60601-1 Изд. 3.1 и EMC / EMI:

FCC Клас А и IEC 60601-1-2: Изд. 4 за Професионален Здравеопазване съоръжения