

# Horizon<sup>®</sup> SF

## Multi-media Imager

---

### GA - Gaeilge

#### Forbhreathnú

T.Comhcheanglaíonn sé Horizon SF scannán diagnóiseach formáid bheag, páipéar datha agus priontáil páipéir liathscála chun an íomháitheoir míochaine is ilúsáidte ar domhan a sholáthar. Cuidíonn ilroghanna meán Horizon le do chostais a ghearradh láithreach, dílseacht lia atreoraithe a thógáil agus gnó nua a mhealladh. Ar a bhfuil páipéar daite chun na teicnící íomháithe is déanaí atá agat a thaispeáint, páipéar liathscála infheicthe ar chostas íseal agus solas seomra agus dearadh dlúth, frith-bharr, tá Horizon i léig samhlaíochta scannáin amháin. Tá próiseáil íomhá ardluais, líonrú agus spóláil caighdeánach ar fad.

#### Sonraíochtaí

Teicneolaíocht Priontála: Scaipeadh idirleata agus teirmeach díreach (oibriú sábháilte tirim, solas an lae)

Rún Spásúil: 320 DPI (12.6 picteilín / mm)

Tríchur: Suas le 100 scannán san uair

AmChun Oibrigh: 5 nóiméad (réidh le priontáil ó "as")

Rún Codarsnacha Liathscála: 12 ghiotán (4096)

Rún Datha: 16.7 milliún dathanna

256 leibhéal an ceann de chian, mageanta agus buí

Ionchuir Meán: Trí caiséad soláthair, 50-100 bileog an ceann, ribín datha amháin

Aschuir Meán: Faigheann triúr tráidirí, toilleadh 50 bileog an ceann

Méideanna na Meán: 8 "x 10" (gorm agus soiléir) Scannán DirectVista<sup>®</sup>

A, Páipéar Liathscála Direct4ista A4

Páipéar Datha A, A4 ChromaVista<sup>®</sup>

Dmax:> 3.0 le DirectVista Film

Cartlann:> 20 bliain le DirectVista Film, faoi choinníollacha stórála fadtéarmacha ANSI

Soláthar Meán: Tá na meáin go léirréamhphacáistithe agus séalaithe monarchan

Comhéadain: Caighdeán: Ethernet Base-T 10/100 (RJ-45), Port Diagnóiseach Srathach, Console Sraithuimhir

Prótacail Líonra: Caighdeán: FTP, LPR

Roghnach: DICOM (suas le 24 nasc comhuaineach), priontáil líonra Windows

Formáidí Íomhá: Caighdeán: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster, Targa

Roghnach: comhoiriúnacht DICOM, PostScript<sup>™</sup>

Cáilíocht Íomhá: Calabhrú uathoibríoch ag úsáid dlúismhéadair ionsuite

Rialú Íomhá: Gáma, Codarsnacht, Sáithiú, Meaitseáil Datha Leighis (MCM™), Polarity, Rothlú, Scálú, Frith-chlaonadh  
Rialú Bileog: Coigeartú Dlús (Dmax), Táblaí Cuardaigh (LUT), Rabhaidh Íomhá, Fothaidil, Clúdach Bileog, Dath Teorann, Líon Teorann, Ancaire Barraí  
Formáidiú Bileog: 1: 1 - 1:81; Il-Fhormáidiú Inathraithe (VMF™), Il-Fhormáidiú Seasta (FMF™)  
Painéal Rialaithe: Taispeántas LCD mór, cúlbhrait, I measc na soilse stádais tá cnaipí nascleanúna Ar Líne, Foláireamh, Loch, Cumhacht Gníomhach agus Roghchlár  
Próiseálaí: Intel  
Cuimhne: 512 MB RAM  
Diosca Crua: SSD, 32 GB (24 GB ar fáil le haghaidh spólála)  
Stóráil Inbhainte: USB le haghaidh uasghrádú bogearraí  
Cárta Cliste: 72 KB chun sonraí cumraíochta a stóráil  
Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, priontáil 600W, díomhaoin 150W  
Astaíocht Teasa: Uasmhéid 600W, 2,050 BTU / uair. priontáil, 150W, 512 BTUs / hr. díomhaoin  
Meáchan: 66 lb. (30 kg.)  
Toisí Inneall: 14.5 "(37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24 "(61 cm) L  
Comhshaol: Teocht Oibriúcháin: 15-30C  
Stóráil: -22.2 - 50.6C  
Bogthaise Oibriúcháin: 10-70% R.H. (neamh-chomhdhlúthúcháin)

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 2 FDA agus Aicme I MDR 2017/745 / AE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI: FCC Aicme A agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 le haghaidh Saoráidí Cúraim Sláinte Gairmiúla