

Papel a color codonics


Con más de los sistemas médicos actuales que utilizan aplicaciones de color, Codonics lidera la industria con nuestro ChromaVista® Color Paper

"Trabajamos con un grupo de neurología que se emocionó cuando vieron cómo nuestros estudios de color afilados en papel

podría ser deslizado convenientemente en las cartas de los pacientes. Literalmente cambió su práctica".

John C. Litchney, MBA, RT, Administrador de La ClevelandClínica, Departamento de Radiología Regional

- *Codonics exclusivo Medical Color Matching (MCM™) garantiza que las impresiones coincidan con los monitores de copia blanda*
- *Ideal para médicos de referencia y hogares para llevar pacientes*
- *Diseñado específicamente para aplicaciones médicas, Codonics papel a color está aprobado por la FDA y totalmente archivable*
- *La calidad de imagen es muy superior a las impresoras láser y de oficina con 16,7 millones de colores*
- *La única producción de color en la industria que realmente rivaliza película fotográfica a color convencional*




Codonics ChromaVista®

Papel de color

Codonics introdujo el primer color DICOM del mundo imager y ha sido pionero en los medios de comunicación imágenes durante más de una década. Somos la industria líder en imágenes en color con más de 25.000 instalaciones en todo el mundo.

Nuestro Horizon Multi-media Imager cuenta con impresionantes Impresión en color de borde a borde, maximizando las imágenes tamaño y reducción de residuos. Exclusivo de Codonics Medical Color Matching (MCM™) es un función de procesamiento de imágenes que ajusta la impresión colores de salida para que coincidan con precisión con los monitores de copia blanda. Este proceso corrige las diferencias de tono, saturación, e intensidad entre la impresora y la copia blanda revisar las estaciones. Los usuarios pueden determinar fácilmente el mejor partido para su pantalla utilizando el Característica de soporte MCM que está integrada en cada Imagen codonica.



Las impresiones en color siempre combinan monitores softcopy con nuestra exclusiva Coincidencia de color médico (MCM™). Consistencia, claridad y saturación con la tecnología de color dye-difusión codonics supera con creces la de las impresoras de cera o inyección de tinta.

ChromaVista Color Paper tiene un pesado, material base de fotopeso que resiste el agua y el desgarro. Dado que no hay tinta ni tóner, las imágenes nunca se manchan ni se transfieren a las manos ni a otras impresiones.

Especificaciones:

- Compatible con Horizon y y imágenes multimedia NP/EP
- Reproducción continua del color del tono
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD (reflectante)
- Espesor de 0,2 mm

Tamaños disponibles:

Horizonte

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Info@codonics.com de correo electrónico
www.codonics.com

Para obtener más información, póngase en contacto con Codonics al 800-444-1198 o 440-243-1198 y pida nuestro Departamento de Ventas de Medios.

* ChromaVista Color Paper está disponible para su uso en la mayoría de los imagers de Codonics, se aplican algunas restricciones de modelo y tamaño. Las especificaciones son sujeto a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Codonics para obtener la información más reciente. Derechos de autor © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A