

# Papier de couleur de Codonics

*Avec plus de systèmes médicaux d'aujourd'hui en utilisant des applications de couleur, Codonics mène l'industrie avec notre ChromaVista® Color Paper*

*« Nous travaillons avec un groupe de neurologie qui a été ravi quand ils ont vu comment nos études de couleur acérée sur papier*

*pourrait être glissé commodément dans les dossiers des patients. Cela a littéralement changé leur pratique.*

*John C. Litchney, MBA, RT, Administrateur de la ClevelandClinique, Département de radiologie régionale*

*Codonics exclusive Medical Color Matching (MCM™)*

*s'assure que les impressions correspondent aux moniteurs à copie souple*

*Idéal pour les médecins référents et les patients à domicile*

*Spécifiquement conçu pour des applications médicales, Codonics*


*papier de couleur est approuvé par la FDA et entièrement archivable*

*La qualité de l'image est de loin supérieure aux imprimantes laser et bureau.*

*avec 16,7 millions de couleurs*

*La seule sortie de couleur dans l'industrie qui rivalise vraiment*

*film photographique couleur classique*




# Codonics ChromaVista®

## Papier de couleur

Codonics a présenté la première couleur DICOM au monde imageur et a été pionnier multi-médias imageurs depuis plus d'une décennie. Nous sommes l'industrie leader dans les imageurs couleur avec plus de 25.000 installations dans le monde entier.

Notre Imageur multimédia Horizon est doté d'une superbe impression couleur de bord à bord, maximisant l'imagerie taille et la réduction des déchets. Codonics exclusif Medical Color Matching (MCM™) est un fonction de traitement d'image qui ajuste imprimé couleurs de sortie pour correspondre avec précision moniteurs à copie molle. Ce processus corrige les différences de teinte, de saturation, et l'intensité entre l'imprimante et la copie molle stations d'examen. L'utilisateur peut facilement déterminer le meilleur match pour leur écran en utilisant l'automatique Fonction de bracketing MCM qui est intégrée dans chaque Imageur Codonics.



Les impressions couleur assortissent toujours les moniteurs softcopy avec notre exclusivité Medical Color Matching (MCM™) fonctionnalité. Cohérence, clarté et saturation avec Codonics color dye-diffusion technologie dépasse de loin d'imprimantes à cire ou jet d'encre.

ChromaVista Color Paper a un lourd, matériel de base photo-poids qui résiste à l'eau et à la déchirure. Comme il n'y a pas d'encre ou de toner, les images ne souillent jamais ou ne transfèrent jamais sur les mains ou d'autres impressions.

### Spécifications:

Compatible avec Horizon et les imageurs multimédias NP/EP  
- Rendu continu des couleurs de tonalité  
Dmin lt; 0.10 OD, Dmax 'gt; 2.500 OD (réflexion)  
Épaisseur de 0,2 mm

### Taille disponibles:

#### Horizon

A ( 8,5 " x 11")  
A4 (210mm x 297mm)  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Télécopieur  
Info@codonics.com par courriel  
www.codonics.com

**Pour plus d'informations, contactez Codonics à 800-444-1198 ou 440-243-1198 et demander notre département Des ventes médias.**

ChromaVista Color Paper est disponible pour une utilisation dans la plupart des imageurs Codonics, certaines restrictions de modèle et de taille s'appliquent. Les spécifications sont modification sans préavis. Communiquez avec votre représentant Codonics pour obtenir les dernières informations. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A