

# Carta a colori codonica

*Con più sistemi medici di oggi che utilizzano applicazioni a colori,  
Codonics guida l'industria con la nostra carta a colori® ChromaVista*

*"Lavoriamo con un gruppo di neurologia che è stato entusiasta quando hanno visto come i nostri studi di colore taglienti su carta potrebbe essere scivolato comodamente nelle carte dei pazienti. Ha letteralmente cambiato la loro pratica."*

*John C. Litchney, MBA, RT, Amministratore per la ClevelandClinica, Dipartimento di Radiologia Regionale*

*Codonics esclusivo Medical Color Matching (MCM™)*

*assicura che le stampe corrispondano ai monitor a copia morbida*


*Ideale per i medici referenziali e le case di riporto dei pazienti*

*- Progettato specificamente per applicazioni mediche, Codonics*

*carta a colori è approvato dalla FDA e completamente archiviabile*

*La qualità dell'immagine è di gran lunga superiore alle stampanti laser e per ufficio con 16,7 milioni di colori*

*L'unica produzione di colore nel settore che rivaeggia veramente pellicola fotografica a colori convenzionale*




# Codonics ChromaVista®

## Carta a colori

*Codonics ha introdotto il primo colore DICOM al mondo imager ed è stato pioniere multimediale immagini da oltre un decennio. Siamo l'industria leader nelle immagini a colori con oltre 25.000 installazioni in tutto il mondo.*

*Il nostro Imager multimediale Horizon è dotato di stampa a colori edge-to-edge, massimizzando l'immagine dimensioni e riducendo gli sprechi. Codonics esclusiva Medical Color Matching (MCM™) è un funzione di elaborazione delle immagini che regola colori di output per abbinare accuratamente i monitor a copia morbida. Questo processo corregge le differenze di tonalità, saturazione, e l'intensità tra la stampante e la copia morbida stazioni di revisione. L'utente può facilmente determinare la migliore corrispondenza per il loro schermo utilizzando l'automatico funzione di bracketing MCM che è integrato in ogni Imager codonico.*



*Le stampe a colori abbinano sempre i monitor softcopy con i nostri esclusivi funzione MCM™ (Medical Color Matching). Coerenza, chiarezza e saturazione con la tecnologia di colore-diffusione Codonics supera di gran lunga quella delle stampanti a cera o a getto d'inchiostro.*

*ChromaVista Color Paper ha un materiale di base foto-peso che resiste all'acqua e allo strappo. Poiché non c'è inchiostro o toner, le immagini non spalmano mai o vengono trasferite sulle mani o su altre stampe.*

### **Indicazioni:**

Compatibile con Horizon e imager multi-media NP/EP  
- Rendering continuo del colore tono  
Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD (riflettente)  
Spessore - 0,2 mm

### **Dimensioni disponibili:**

#### **Orizzonte**

A (8,5" x 11")  
A4 (210mm x 297mm)  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Fax  
info@codonics.com e-mail  
www.codonics.com

**Per ulteriori informazioni contattare Codonics all'indirizzo  
800-444-1198 o 440-243-1198 e chiedere  
il nostro Reparto Vendite Media.**

La carta a colori ChromaVista è disponibile per l'uso nella maggior parte degli imager Codonics, si applicano alcune restrizioni di modelli e dimensioni. Le specifiche sono soggetto a modifiche senza preavviso. Contatta il tuo rappresentante Codonics per le informazioni più recenti. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A