

Codonics hârtie color


Cu mai multe dintre sistemele medicale de astăzi folosind aplicații de culoare, Codonics conduce industria cu chromaVista® color paper

Lucrăm cu un grup de neurologie care a fost încântat când au văzut studiile noastre de culoare ascuțită pe hârtie

ar putea fi strecurat convenabil în diagrame pacient. Literalmente le-a schimbat practica."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator pentru Clinica, Cleveland Departamentul de Radiologie Regională

- Codonics exclusiv medical culoare de potrivire (MCM™) asigură că imprimările se potrivesc cu monitoarele cu copie moale
- Ideal pentru trimiterea medicilor și a pacienților care iau case
- Special concepute pentru aplicații medicale, Codonics hârtie de culoare este aprobat de FDA și pe deplin arheibile
- Calitatea imaginii este mult superioară imprimantelor laser și de birou cu 16,7 milioane de culori
- Singura culoare de ieșire în industrie, care rivalizează cu adevărat film fotografic color convențional




Codonics ChromaVista®

Hârtie color

Codonics a introdus prima culoare DICOM din lume și a fost pionierul multi-media imaginii de peste un deceniu. Noi suntem industria lider în imagini color cu peste 25.000 instalații din întreaga lume.

Imager-ul nostru multi-media Horizon oferă imprimare color de la o margine la alta, maximizarea imaginilor dimensiunea și reducerea deșeurilor. Codonics exclusiv Medical Color Matching (MCM™) este un caracteristică de procesare a imaginii care reglează culori de ieșire pentru a se potrivi cu modprecis monitoare le copie moale. Acest proces corectează diferențele de nuanță, saturație, și intensitatea între imprimantă și soft-copy stațiile de evaluare. Utilizatorul poate determina cu ușurință cea mai bună potrivire pentru ecranul lor utilizând caracteristică de bracketing MCM, care este încorporată în fiecare Codonics imager.



Imprimeurile color se potrivesc întotdeauna cu monitoarele de softcopie cu Caracteristică Medical Color Matching (MCM™). Consecvența, claritatea și saturația cu tehnologia codonicilor coloranți coloranți coloranți depășește cu mult cea a imprimantelor cu ceară sau cu jet de cerneală.

ChromaVista Color Paper are o foto-greutate material de bază, care rezistă la apă și rupere. Deoarece nu există cerneală sau toner, imaginile nu se frotiu sau transfera pe mâini sau alte printuri.

Specificatii:

- Compatibil cu Horizon și și np / EP multi-media imagers
- Redare continuă a culorilor ton
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD (reflectorizant)
- Grosime ~ 0,2 mm

Dimensiuni disponibile:

Orizont

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-mail info@codonics.com
www.codonics.com

Pentru mai multe informații contactați Codonics la 800-444-1198 sau 440-243-1198 și să solicitați Departamentul nostru de Vânzări Media.

* ChromaVista Color Paper este disponibil pentru utilizare în cele mai multe imagini Codonics, unele restricții model și dimensiune se aplică. Specificațiile sunt pot fi modificate fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul Codonics pentru cele mai recente informații. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A