

Páipéar Codonics Grayscale

*Costais chruachóipe a laghdú gan cáilíocht íomhá a íobairt
ag baint úsáide as Codonics eisiach Vista® Páipéar Liathscála*


*"Is bua é priontáil pháipéir ar raideolaíocht, ní hamháin chun praghas na meán a laghdú ach freisin trí
choigilteas suntasach a bhaint amach*

sreabhadh oibre agus costais bhoga eile."

John C. Litchney, MBA, RT, Riarthóir don Chlinic Cleveland, An Roinn Raideolaíochta Réigiúnach

*"Tá na meáin pháipéir seo i bhfad níos inacmhainne ná scannán agus cuireann sé go leor buntáistí ar fáil
don úsáideoir deiridh."*

Dr. David Stemerman, Radiologist, Open High-Field MRI agus CT de Westchester, NY




- Priontaí ardchaighdeán níos fearr ag codán de chostas na scannán
- Tá cáilíocht na híomhá i bhfad níos fearr ná printéirí léasair agus oifige
- Oiriúnach do lianna agus comhairliúcháin othar a tharchur
- Ceadáíonn méid na litreach é a bheith oiriúnach go caoithiúil i tuarascáil dochtúir nó cairt an othair le haghaidh tagartha tapa
- Gan tonóir, céir nó ribíní a chur in ionad riamh

Páipéar Liathscála

Cruthaíodh Páipéar Grayscale DirectVista go sonrach ar iarratais leighis. Seo meáin ardchaighdeán oiriúnach do lianna a tharchur ar fearr leo féachaint orthu íomhánna i bhfianaise an tseomra gan bosca solais.

Go heisiach d'íomhánna Codonics, DirectVista Tá páipéar ar fáil i méideanna éagsúla, lena n-áirítear 14 "x17" agus 11 "x 14", ag soláthar seachas scannán mór formáide. Ár A agus A4 n-oireann aschur méide go caoithiúil isteach i gcairt ionas go is féidir leis an íomhá an t-othar agus dochtúirí a leanúint smeach go héasca leis, cosúil le nóta nó tuarascáil.

Táirgeann Páipéar DirectVista priontaí iontacha liathscála cóimheasa codarsnachta gan íoc. Níl aon tonóir ann, céir nó ribín a chur in ionad - riamh. Is é seo na meáin iontacha le haghaidh athbhreithniú diagnóiseach, cóipeanna othar agus atreoirithe chomh maith le cartlannú.



Laghdaigh do bhuiséad scannán le Páipéar DirectVista. [In ionad 14 "x17" páipéar le haghaidh scannán formáid mór laghdaíonn láithreach n] do chostas cruachóipe 25%, agus íomhánna tábhachtacha a chur ar mhéid na litreach méadaíonn páipéar an coigilteas suas go dtí 65% thar scannán!

Tá Páipéar Grayscale DirectVista trom, ábhar bonn grianghraf-meáchain a chuireann in aghaidh uisce agus cuimilt. Ós rud é nach bhfuil aon dúch nó tonóir ann, ní dhéanann íomhánna smearadh ná aistriú isteach i lámha ná i bpriontaí eile.

Sonraíochtaí:

- Ag luí le Fís agus agus nP/ Íomhóirí ilmheáin PE
- Rindreáil liathscála ton leanúnach
- Dmin & lt; 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (machnamhach)
- Tiús ~ 0.2mm

Méideanna atá ar fáil:

Íomhóirí Fís

14 "x17" (35 x 43 cm)

11 "x 14" (28 x 35 cm)

A (8.5 " x 11")

A4 (210mm x 297mm)

Íomhóirí NP/PE

A (8.5 " x 11")

A4 (210mm x 297mm)

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Codonics ag 800-444-1198 nó 440-243-1198 agus ár Roinn Díolacháin Meán.

* Tá Páipéar Grayscale DirectVista ar fáil lena n-úsáid i bhformhór na n-íomhánna Codonics, tá roinnt srianta múnla agus méidithe i bhfeidhm. Tá sonraíochtaí faoi réir athrú gan fógra. Déan teagmháil le d'ionadaí Codonics don fhaisnéis is déanaí. Cóipcheart © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive

Airde Middleburg, OH 44130 Stáit Aontaithe Mheiriceá

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Facs

Info@codonics.com ríomhphoist

www.codonics.com