

# Codonics szürkeárnyalatos papír

*Csökkentse a nyomtatott költségeket a képminőség feláldozása nélkül*

*codonics exkluzív Direct Vista® szürkeárnyalatos papír használata*


*"A papírnymtatás áldás a radiológiára, nemcsak a médiaár csökkentésében, hanem jelentős megtakarítások realizálásában is*

*munkafolyamatban és egyéb kedvezményes költségekben."*

*John C. Litchney, MBA, RT, a Cleveland Klinika adminisztrátora, Regionális Radiológiai Osztály*

*"Ez a papír-szerű média lényegesen megfizethetőbb, mint a film, és számos előnnyel jár, hogy a végfelhasználó."*

*Dr. David Stemerman, radiológus, Open High-Field MRI és CT a Westchester, NY*



- Kiváló minőségű nyomatok a filmes költségek töredékéért
- A képminőség sokkal jobb, mint a lézeres és irodai nyomtatók
- Ideális a hivatkozó orvosok és a beteg konzultációk
- A betűméret lehetővé teszi, hogy kényelmesen illeszkedjen a orvosi jelentés vagy a beteg táblázata a gyors
- Nincs festék, viasz vagy szalagok valaha helyett


# Codonics DirectVista®

## Szürkeárnyalatos papír

DirectVista® szürkeárnyalatos papír kifejezetten létre orvosi alkalmazásokhoz. Ez a kiváló minőségű média ideális olyan orvosok számára, akik szívesebben képeket a helyiség fényében fénynélkül.

Kizárólag Codonics-készítőknek, DirectVista A papír különböző méretekből kapható, beleértve a 14"x17" és 11"x 14", költségtakarékos a nagy formátumú film alternatívái. A mi A és A4 a méretkimenet kényelmesen illeszkedik a diagramba, hogy a kép követheti a beteget és az orvosokat könnyen flip rá, mint egy megjegyzés vagy jelentés.

A DirectVista-papír lenyűgöző szürkeárnyalatos nyomtatásokat készít kiemelkedő kontrasztarányal. Nincs festék, viasz vagy szalag helyett - valaha. Ez az ideális média a diagnosztikai felülvizsgálathoz, a beteg és a beutalás másolatát valamint az archiválást.



Csökkentse a film költségvetését a DirectVista papírral. A 14"x17" papír nagy formátumú filmre való helyettesítése azonnal csökkenti a nyomtatott költség 25%-kal, miközben a kulcsképeket a betűméretre helyezi papír növeli a megtakarítások akár 65%-kal több, mint a film!

A DirectVista szürkeárnyalatos papír fénytömeg alapanyag, amely ellenáll a víznek és a szakadásnak. Mivel nincs tinta vagy festék, a képek soha nem kenetet vagy át rá kezét vagy más nyomatok.

### Előírások:

- Kompatibilis a Horizon és a és NP/ EP multi-media rendszerek
- Folyamatos tónusszürkeárnyalat-renderelés
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD (fényvisszaverő)
- Vastagság ~ 0,2 mm

### Elérhető méretek:

#### Horizon-készítők

14"x17" (35 x 43 cm)  
11" x 14" (28 x 35 cm)  
A ( 8,5" x 11")  
A4 (210mm x 297mm)

#### NP/EP-készítők

A ( 8,5" x 11")  
A4 (210mm x 297mm)

További információkért forduljon a Codonics-hoz.

800-444-1198 vagy 440-243-1198 és kérjen

a média értékesítési osztályunk.

\* DirectVista szürkeárnyalatos papír használható a legtöbb Codonics képkészítő, néhány modell és méret korlátozások vonatkoznak. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért forduljon a Codonics képviselőjéhez. Szerzői jog © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood meghajtó

Middleburg Heights, OH 44130 Amerikai Egyesült Államok

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Fax

E-mail info@codonics.com

www.codonics.com

900-310-001 Rev A