

Karta tal-Grayscale tal-Codonics

Naqqas l-ispejjeż tal-hardcopy mingħajr ma tissagrifika l-kwalità tal-immagħni

I-użu tal-Codonics esklussiva Direct Vista® Grayscale Paper


"L-istampar tal-karti huwa boon għar-radjologija, mhux biss fit-tnaqqis tal-prezz tal-midja iżda wkoll billi jiġi realizzat iffrankar sinifikanti

fil-fluss tax-xogħol u spejjeż oħra mhux vinkolanti."

John C. Litchney, MBA, RT, Amministratur għall-Klinika Cleveland, Dipartiment tar-Radjologija Reġjonali

"Din il-midja qisha karta hija ferm aktar affordabbli mill-film u toffri ħafna vantaġġi lill-utent aħħari."

Dr. David Stemerman, Radjologu, MRI open High-Field u CT ta 'Westchester, NY



- Prints ta 'kwalità superjuri bi frazzjoni tal-ispiza tal-film
- Il-kwalità tal-immagħni hija ferm superjuri għall-laser u l-printers tal-uffiċċju
- Ideali biex tirreferi tobba u konsultazzjonijiet mal-pazjenti
- Id-daqs tal-ittra jippermettilu joqgħod b'mod konvenjenti f'referenza rapport tat-tabib jew ċart tal-pazjent għal referenza ta' malajr
- L-ebda toner, xema' jew žigarelli biex qatt jinbidlu

Karta fuq skala griza

DirectVista® Grayscale Paper tinħoloq speċifikament għal applikazzjonijiet mediċi. Din il-midja ta' kwalità għolja huwa ideali biex it-tobba li jippreferu jaraw immaġnijiet fid-dawl tal-kamra mingħajr kaxxa tad-dawl.

Esklussivament għall-immaġini codonics, DirectVista il-karta hija disponibbli f'varjetà ta' daqsijiet, inkluż 14"x17" u 11"x 14", li jipprovdu ffrankar tal-ispejjeż alternattivi għal film b'format kbir. L-A u l-A4 tagħna daqs tal-produzzjoni joqgħod b'mod konvenjenti f'ċart sabiex l-immaġni tista' ssegwi lill-pazjent u lit-tobba tista' faċilment taqleb għaliha, bħal nota jew rapport.

DirectVista Paper tipproduċi prints fuq skala griza stordament proporzjonijiet tal-kuntrast pendenti. M'hemm l-ebda toner, xama' jew žigarella biex tissostitwixxi – qatt. Hija l-midja ideali għal revizjoni dijanjostika, kopji tal-pazjent u tar-riferiment kif ukoll l-arkivjar.



Naqqas il-baġit tal-films tiegħek b'DirectVista Paper. Is-sostituzzjoni ta' karta 14 "x17" għal film ta' format kbir tnaqqas immedjatament l-ispiża tal-hardcopy tiegħek b'25%, filwaqt li tqiegħed immaġini ewlenin fuq id-daqs tal-ittra iżid l-iffrankar sa 65% fuq il-film!

DirectVista Grayscale Paper għandha materjal bażi foto-piż li jirreżisti l-ilma u t-tiċrit. Peress li m'hemm l-ebda linka jew toner, l-istampi qatt ma jtaffu jew jittrasferixxu fuq l-idejn jew stampi oħra.

Ispeċifikazzjonijiet:

- Kompatibbli ma' Orizzont u u immaġnijiet multimedji NP/ PE
- Rendiment kontinwu tal-grayscale tat-ton
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (li jirrifletti)
- Hxuna ~ 0.2mm

Daqsijiet Disponibbli:

Immaġnijiet ta' Orizzont

14"x17" (35 x 43 ċm)
11" x 14" (28 x 35 ċm)
A (8.5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)

Immaġnijiet NP/EP

A (8.5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)

Għal aktar informazzjoni ikkuntattja lil Codonics fuq 800-444-1198 jew 440-243-1198 u itlob għal id-Dipartiment tal-Bejgħ tal-Midja tagħna.

* DirectVista Grayscale Paper is available for use in most Codonics imagers, some model and size restrictions apply. Specifications are subject to change without notice. Contact your Codonics representative for the latest information. Copyright © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com
©
900-310-001 Rev A