

Codonics gråtone papir

*Reduser hardcopy kostnader uten å ofre bildekvalitet
bruke Codonics eksklusive Direct Vista® gråtonepapir*


"Papirutskrift er en velsignelse for radiologi, ikke bare for å redusere medieprisen, men også ved å realisere betydelige besparelser

i arbeidsflyt og andre myke kostnader."

John C. Litchney, MBA, RT, administrator for Cleveland Clinic, Institutt for regional radiologi

"Dette papirlignende mediet er betydelig rimeligere enn film og gir mange fordeler til sluttbrukeren."

Dr. David Stemerman, Radiolog, Open High-Field MROg CT av Westchester, NY



- Kvalitetsutskrifter til en brøkdel av kostnaden for film
- Bildekvaliteten er langt bedre enn laser- og kontorskrivere
- Ideell for å henvise leger og pasientkonsultasjoner
- Letter-størrelse gjør at den kan passe beleilig inn i en legerapport eller pasientens diagram for hurtigreferanse
- Ingen toner, voks eller bånd som noensinne har skiftet ut


Codonics DirectVista®

Gråtonepapir

DirectVista® gråtonepapir er spesielt opprettet medisinske anvendelser. Denne mediemedier av høy kvalitet er ideell for å henvise leger som foretrekker å se bilder i romlys uten lysboks.

Eksklusivt for Codonics imagers, DirectVista Papir er tilgjengelig i en rekke størrelser, inkludert 14 "x17" og 11 "x 14", noe som gir kostnadsbesparende alternativer til storformatfilm. Vår A og A4 størrelsesutgangen passer enkelt inn i et diagram, slik at bildet kan følge pasienten og legene kan enkelt vende til det, som et notat eller en rapport.

DirectVista Paper produserer fantastiske gråtoneutskrifter med enestående kontrastforhold. Det er ingen toner, voks eller bånd for å erstatte – noensinne. Det er de ideelle mediene for diagnostisk gjennomgang, pasient- og henvisningskopier samt arkivering.



Reduser filmbudsjettet med DirectVista Paper. Erstatte 14 "x17" papir for store format film reduserer umiddelbart din harddisk kostnad med 25%, mens du plasserer viktige bilder på bokstavstørrelse papir øker besparelsene opp til 65% over film!

DirectVista gråtonepapir har et tungt, fotovektsmateriale som motstår vann og rive. Siden det ikke er blekk eller toner, sverter eller overfører bilder aldri til hender eller andre utskrifter.

Spesifikasjoner:

- Kompatibel med Horizon og og NP/ EP multi-media imagers
- Kontinuerlig gråtonegjengivelse
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (reflekterende)
- Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgjengelige størrelser:

Horizon-bilderør

14 tommer x 17 tommer (35 x 43 cm)

11 x 14 tommer (28 x 35 cm)

A (8,5 " x 11 ")

A4 (210mm x 297mm)

NP/EP-bilderør

A (8,5 " x 11 ")

A4 (210mm x 297mm)

For mer informasjon kontakt Codonics på 800-444-1198 eller 440-243-1198 og be om vår mediasalgavdeling.

* DirectVista gråtonepapir er tilgjengelig for bruk i de fleste Codonics imagers, noen modell og størrelse restriksjoner gjelder. Spesifikasjonene er endres uten varsel. Kontakt codonics-representanten din for å få den nyeste informasjonen. Opphavsrett © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive

Anonym, Norge

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Faks

E-post info@codonics.com

www.codonics.com

900-310-001 Rev A