

# Safe Label System

## Point of Care Station

---

### GA - Gaeilge

#### Forbhreathnú

Córas Lipéad Sábháilte Codonics Is é Stáisiún Pointe Cúraim SLS 550i (PCS) caighdeán an chúraim sa ospidéal is mó le rá ar domhan. Feiste leighis FDA Aicme II a bhuaigh duaiseanna, feabhsaíonn an córas sábháilteacht agus cruinneas bainistíochta cógais agus comhlíonadh lipéadaithe áit ar bith ullmhaítear cógais. San NÓ, comhtháthaíonn SLS le cairteacha cógais ainéistéise go an druga atá ar lámh a aithint go leictreonach. Deimhniú amhairc agus inchloiste bunaithe ar an NDC de soláthraíonn an vial / ampoule seiceáil sábháilteachta fíor-ama do chliniceoirí a fheidhmíonn mar an dara sraith de súile, ag cabhrú le fáil réidh leis na hearráidí cógais is forleithne. Ar éileamh, táirgeann SLS a lipéad réidh-le-chomhlíonadh TJC-chomhlíontach a chuimsíonn barrachód a ghlacann an NDC ón vial parenteral le comhtháthú ag riarachán le Epic agus Cerner. Nuair a úsáidtear i dteannta a chéile le Codonics SLS-WAVE, déanann an próiseas seo taifeadadh leictreonach ar thaifead an othair 'saor ó lámha' chun gabháil muirir, cruinneas billeála agus comhlíonadh 340B a fheabhsú, caighdeánú a chruthú agus ag cur ar chumas BCMA san OR.

#### Gnéithe / Sochair

- Déanann sé staidéir othar a thaifeadadh go huathoibríoch gan do stáisiún oibre nó acmhainní d'fhostaithe a cheangal suas
- Comhtháthaíonn sé le sreafaí oibre atá ann cheana, ag cur comhlíonadh TJC agus maoirseacht cógaisíochta ar gach suíomh ina bhfuil sé ar éileamhcógais ullmhaítear iad, mar shampla an NÓ, ICU, PACU, othar urláir agus cógaisíochta
- Soláthraíonn sé seiceálacha leictreonacha sábháilteachta cógais do chliniceoirí agus táirgiúlacht á mhéadú
- Ligeann sé drugaí, caolaithe, tiúchan agus dáileog iomlán / toirt iomlán atá ceadaithe ag an ospidéal ullmhóidí le comhtháthú le dea-chleachtais aitheanta ar fud an domhain agus idirnáisiúnta caighdeáin i bhfoirmle a bhainistíonn an chógaslann agus atá ar fáil ar mhéar duine ar bith míochainí a ullmhú
- Gabhann sé an NDC cruinn den vial parenteral agus iompraíonn sé chuig an lipéad ullmhaithe é le soláthar Doiciméadú cruinn 100% maidir le gabháil muirir agus cuntasacht 340B
- Is féidir é a bhainistiú go cianda lena n-áirítear nuashonruithe bogearraí agus soláthraíonn sé aiseolas stádais do úsáideoirí sonraithe tríd an Uirlis Riaracháin agus an Fógraí Ríomhphoist (roghnach)

- Nuair a úsáidtear é i gcomhar le SLS-WAVE, cuireann an réiteach iomlán ar chumas 'saor ó lámha' comhtháthú le Epic agus Cerner chun ioncam a uasmhéadú, torthaí othar agus cliniceoir a fheabhsú sreabhadh oibre trí chliceáil láimhe a laghdú
- Tarlaíonn earráidí in ullmhú agus i roghnú chomh maith le míchruinneas doiciméadaithe do roinnt cúiseanna. Is mór an aird a tharraingt ar iliomad seachráin, drochscríbhneoireacht agus drugaí cuma-fuaime / fuaim-araon cur leis an bhféidearthacht go dtarlódh earráidí cógais. Glacann SLS leis an nglao chun othar a fheabhsú agus sábháilteacht cógais trí:
  - Laghdaíonn sé na hearráidí drugaí is coitianta a dhéantar le linn roghnú, ullmhú agus cógais in-insteallta agus infhéitheacha a thabhairt san OR, lena n-áirítear vial / ampoule babhtálacha, mí-lipéadú / lipéadú doléite, babhtálacha steallaire agus steallairí in éag
  - Buailteann sé le moltaí ISMP agus APSF ba chóir a bheith ag gach suíomh ainéistéiseach meicníocht chun cógais a aithint sula ndéantar iad a dhréachtú nó a riar (léitheoir barrachód)
  - Tugann cliniceoirí dearbhuithe amhairc agus inchloiste ar gach druga agus tiúchan, ag ionchorprú seiceálacha sábháilteachta leictreonacha chun an ghné de earráid dhaonna a bhaint

## Sonraíochtaí

Córas: Ríomhaire comhtháite scáileáin tadhaill, scanóir barrachód 2D, printéir scaird dúch datha, aiseolas fuaime agus cumas líonra (Caighdeán Ethernet, Wi-Fi roghnach)

Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Toisí: 10.43“(26.5 cm) W, 15.67“(39.8 cm) D, 16.50“(41.9 cm) H.

Meáchan: 14.5 lb. (6.6kg)

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 2 FDA agus

Aicme I MDR 2017/745 / AE (CE), GMP / QSR, ISO 13485:

2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1

agus EMC / EMI: FCC Aicme A agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 le haghaidh

Áiseanna Gairmiúla Cúraim Sláinte

Barrachóid Inléite: Cód 128, GS1-128, Maitrís Sonraí, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8,

GS1Barra Sonraí Teaghlach, Idirdhuilleogach 2 de 5, ITF-14, Cód 39, Cód 32,

ISBT 128, Cód QR

Barrachóid Scríofa: Maitrís Sonraí, EAN-13 / UPC-A