

Safe Label System®

Administration Tool (AT)

ES - Español

Visión general

Nunca antes había sido más fácil habilitar cada área de preparación de medicamentos con supervisión y cumplimiento a nivel de farmacia. Codónica Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) se encuentra donde se preparan los medicamentos y utiliza la base de datos del formulario integrado para aumentar la seguridad del paciente y el cumplimiento de las etiquetas. Esta base de datos, creada con la Herramienta de administración SLS (AT), es el software de gestión del sistema que permite a la farmacia crear y controlar fácilmente un formulario de medicamentos, incluidos los medicamentos aprobados por el sitio, las concentraciones y las reglas de uso, ampliando el alcance de influencia de la farmacia hasta el punto de preparación de medicamentos. LosAT permite a una farmacia hospitalaria:

Características y beneficios

- Cree rápida y fácilmente un formulario que incorpore medicamentos aprobados por el hospital, combinados con las políticas del hospital, junto con los requisitos de la Comisión Conjunta (TJC) y las pautas de etiquetado de la Sociedad Estadounidense de Anestesiología (ASA) y la ISO
- Controlar la implementación del formulario, la configuración, los paquetes de usuario de SLS y las actualizaciones de software en cualquier SLS PCS
- Cargue formularios personalizados aprobados por el sitio en cada SLS PCS para que estén disponible para los médicos en el punto de preparación y administración para verificar, identificar y confirmar de forma segura los medicamentos para aumentar la seguridad del paciente y reducir los errores de medicación
- Reduzca la cantidad de tiempo dedicado al papeleo manual manteniendo el cumplimiento de 340B cuando se usa junto con SLS-WAVE SLS incluye una suscripción de un año a la base de datos básica de medicamentos Lexicomp™. Para llenar el MDD con registros de medicamentos, los usuarios pueden importar la base de datos de Lexicomp, su propia base de datos o agregar medicamentos manualmente.

Especificaciones

Recomendado - Requisitos para AT Servidor

Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 o Xeon) con 4 núcleos, 8 GB de RAM

Espacio en disco duro: mínimo 5 GB de espacio libre para la aplicación. Total recomendado de 30 GB en la instalación

SO de computadora: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 y 2016. Se requieren 64 bits.

Recomendado - Requisitos para AT Cliente

Compatibilidad con el navegador: Internet Explorer IE 8 o más reciente

Resolución de pantalla: Mínimo 1440 x 900; utilizar fuentes de navegador predeterminadas

SO de computadora: Windows® 7 o más reciente

Aplicaciones: Excel® 2003 o superior para abrir informes

Inicio de sesión único: AT Gestión de usuarios mediante Microsoft® Active Directory