

Safe Label System®

Administration Tool (AT)

IT - Italiano

Panoramica

Mai prima d'ora è stato così facile potenziare ogni area di preparazione dei farmaci con supervisione e conformità a livello di farmacia. Codonics Il Point of Care Station (PCS) Safe Label System (SLS) si trova ovunque i farmaci vengano preparati e utilizza il database dei formulari integrato per aumentare la sicurezza del paziente e la conformità all'etichettatura. Questo database, creato utilizzando SLS Administration Tool (AT), è il software di gestione del sistema che consente alla farmacia di creare e controllare facilmente un formulario di farmaci, inclusi farmaci, concentrazioni e regole di utilizzo approvati dal sito, ampliando l'ambito di influenza della farmacia fino al punto della preparazione dei farmaci. Il AT consente a una farmacia ospedaliera di:

Caratteristiche e benefici

- Creare rapidamente e facilmente un formulario che incorpori farmaci approvati dall'ospedale, uniti alle politiche ospedaliere, insieme ai requisiti della Commissione congiunta (TJC) e alle linee guida dell'American Society of Anesthesiology (ASA) e dell'etichettatura ISO
- Controllo dell'implementazione del formulario, della configurazione, dei pacchetti utente SLS e degli aggiornamenti software su qualsiasi PC SLS
- Caricare formulari personalizzati approvati dal sito su ogni PC SLS in modo che siano a disposizione dei medici al punto di preparazione e somministrazione per verificare, identificare e confermare in modo sicuro i farmaci per aumentare la sicurezza del paziente e ridurre gli errori terapeutici
- Ridurre la quantità di tempo speso per i documenti manuali mantenendo la conformità 340B quando utilizzato insieme a SLS-WAVE SLS include un abbonamento di un anno al database dei farmaci di base Lexicomp™. Per popolare l'MDD con i record dei farmaci, gli utenti possono importare il database Lexicomp, il proprio database o aggiungere farmaci manualmente.

Specifiche

Consigliato: requisiti per AT server

Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 o Xeon) con 4 core, 8 GB di RAM

Spazio su disco rigido: minimo 5 GB di spazio libero per l'applicazione. Consigliati 30 GB totali al momento dell'installazione

Sistema operativo del computer: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 e 2016. 64 bit richiesti.

Consigliato: requisiti per AT Cliente

Supporto browser: Internet Explorer IE 8 o più recente

Risoluzione dello schermo: minimo 1440 x 900; usa i caratteri predefiniti del browser

Sistema operativo del computer: Windows® 7 o versioni successive

Applicazioni: Excel® 2003 o versione successiva per aprire i report

Single Sign On: AT Gestione utenti tramite Microsoft® Active Directory