

# Safe Label System®

## Administration Tool (AT)

---

### NL - Nederlands

#### Overzicht

Nooit eerder was het eenvoudiger om elk gebied van medicatiebereiding te voorzien van toezicht en naleving op apotheekniveau. Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) zit overal waar medicatie wordt bereid en maakt gebruik van de geïntegreerde formulariumdatabase om de patiëntveiligheid en de naleving van de etikettering te verhogen. Deze database, gemaakt met behulp van de SLS Administration Tool (AT), is de beheersoftware van het systeem waarmee de apotheek gemakkelijk een geneesmiddelenformularium kan maken en beheren, inclusief door de locatie goedgekeurde medicatie, concentraties en gebruiksregels, waardoor de invloedssfeer van de apotheek tot op het punt wordt uitgebreid van medicatiebereiding. DeAT stelt een ziekenhuisapotheek in staat om:

#### Kenmerken & Voordelen

- Maak snel en gemakkelijk een formularium waarin door het ziekenhuis goedgekeurde geneesmiddelen zijn opgenomen, samengevoegd met ziekenhuisbeleid, samen met de vereisten van de Joint Commission (TJC), en de American Society of Anesthesiology (ASA) en ISO-etiketteringsrichtlijnen
- Controle van de implementatie van het formularium, de configuratie, SLS-gebruikerspakketten en software-updates voor elke SLS PCS
- Laad door de site goedgekeurde, aangepaste formularia op elk SLS PCS zodat ze dat ook zijn

beschikbaar voor klinici op het punt van voorbereiding en toediening om medicijnen veilig te verifiëren, identificeren en bevestigen om de patiëntveiligheid te verhogen en medicatiefouten te verminderen

- Verminder de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan handmatig papierwerk met behoud van de 340B-conformiteit bij gebruik in combinatie met SLS-WAVE SLS omvat een jaarabonnement op Lexicomp™ Basic Drug Database. Om de MDD te vullen met medicatiedossiers, kunnen gebruikers de Lexicomp-database of hun eigen database importeren of handmatig medicijnen toevoegen.

#### Specificaties

Aanbevolen - vereisten voor AT Server

Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 of Xeon) met 4 cores, 8 GB RAM

Ruimte op harde schijf: minimaal 5 GB vrije ruimte voor toepassing. Aanbevolen totaal 30 GB bij installatie

Computerbesturingssysteem: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 en 2016. 64-bit vereist.

Aanbevolen - vereisten voor AT Cliënt

Browserondersteuning: Internet Explorer IE 8 of nieuwer

Schermpresolutie: minimaal 1440 x 900; gebruik standaard browserlettertypen

Computer OS: Windows® 7 of nieuwer

Toepassingen: Excel® 2003 of hoger om rapporten te openen

Eenmalig inloggen: AT Gebruikersbeheer met Microsoft® Active Directory