

Virtua® E

Robot de Gravage



CODONICS

Définir La Diffusion Des Images

Virtua® E

Robot De Gravure

Vue d'Ensemble

Virtua E est le périphérique idéal, économique et facile à utiliser pour la distribution des images à partir de n'importe quelle modalité. Le design compact du Virtua E inclus un microprocesseur embarqué pour recevoir et gérer les examens, gravure et impression robotisée des CD/DVD et une interface tactile conviviale. Une imprimante embarquée produit une excellente qualité image avec une palette de couleurs complète pour vos disques labélisés qui incluent les données patients, l'adresse du centre d'imagerie et un logo pour le marketing. Les logos peuvent être créés par l'utilisateur ou par l'intermédiaire du service création logo de Codonics.

Caractéristiques / Avantages

- Graver automatiquement vos examens sans intervention humaine
- Gravure et impression des disques à la demande, directement à partir des consoles modalités
- Les examens peuvent être visualisés depuis n'importe quel PC en utilisant la visionneuse DICOM inclus sur le disque. D'autres Visionneuse sont disponibles en option*
- Les rapports au format HL7 et DICOM Structure Reports peuvent être intégrés avec l'examen sur le même CD/DVD*
- Un message vocal permet de connaître l'état du system en appuyant sur un bouton
- L'interface tactile qui vous rendra expert en quelques minutes
- L'interface graphique et le manuel utilisateur sont disponibles en français
- L'option Schedule Archive grave tous les examens sur un disque pour sauvegarde/restauration. Il enregistre aussi l'historique complet des archives sur chacun des disques*
- Un design ultra compact permettant une installation facile
- Conforme à tous les standards de l'industrie en incluant DICOM part 10, IHE PDI, et journaux d'audits pour la conformité HIPAA

*les options ne sont pas incluses dans la configuration de base, certaines sont payantes

Spécifications

Entrée Media:	Un magasin d'alimentation de 20 disques
Sortie Media:	Un bac de sortie d'une capacité de 25 disques
Graveurs:	2 graveurs CD/DVD
Formats Enregistrables:	CD-R, DVD-R, DVD+R
Technologie d'Impression:	Jet d'encre
Résolution de l'impression:	Jusqu'à 4800 dpi
Cartouche Jet d'encre:	Une cartouche couleur (CMY)
Interface Utilisateur:	Ecran tactile 15" LCD et un navigateur Web accessible à distance via Internet Explorer®
Performance**:	25 CDs/heure, 10 DVDs/heure
Disques Durs:	40 GB pour le stockage des examens
Interfaces:	10/100 Base-T/ Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocol Réseau:	DICOM Store SCP HTTP Web Server (pour le contrôle et la configuration à distance)
Clé:	Clé USB FLASH pour l'enregistrement des données de configuration
Alimentation:	100-240VAC, 50/60 Hz, 300VA (en fonctionnement)
Dimensions***:	26.5 cm (10.5") H, 46.5 cm (18.2") W, 56.5 cm (21.7") L
Poids:	19.3 kg. (43 lbs.)
Conformité:	Appareil médical conforme aux normes FDA et MDD, CE Class I, GMP/QSR ISO 13485-2003, 60601-1 Sécurité, EMC/EMI (55011(B) & 60601-1-2) pour les environnements médicaux

**basée sur un examen et une configuration réseau typique avec un logo chargé en couleur

***moniteur non inclus



Interface Web Utilisateur

Patient	Medecin	Modalité	Examen	Reçu	Statut	Actions
Pomeroy, Eugene	DUSENBERY	ES (2)	0903194_061213	10:46	Reception	[Icon]
Barton, Chantal	HAKIMIAN	SM (2)	0903194_170357	10:46	Reception	[Icon]
Bis, Jérôme	SINEGAL	ES (2)	0903194_081283	10:46	En-attente	[Icon]
Rousseau, Emilis	MIHALY	MA (2)	0903194_130226	10:46	Prêt	[Icon]
Devereux, Frederic	EVEN	PT (2)	0903194_011061	10:46	[Icon]	[Icon]
Danvers, Sebastien	ALMEDA	CP (2)	0903194_270132	10:46	[Icon]	[Icon]



Appeler Codonics au numéro suivant: **+1-440-243-1198** ou visiter notre site internet www.codonics.com pour plus d'informations.

Toutes les marques enregistrées ou non enregistrées appartiennent à leur propriétaire. Les spécifications sont amenées à changer sans notifications. Brevet No. 7,375,737; Brevet(s) en attente. 2007-2009 Codonics, Inc. 08/2009

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Télécopieur
Courrier électronique info@codonics.com
www.codonics.com

900-472-001.01