

Virtua[®]

Robot de Gravage





Robot de Gravage

Vue d'ensemble

Virtua est le périphérique idéal et facile à utiliser pour la distribution des images à partir de n'importe quelle modalité. Le design du Virtua inclut un microprocesseur embarqué pour recevoir et gérer les examens, gravage et impression robotisés des CDs/DVDs et une interface tactile conviviale. Une imprimante embarquée produit une excellente qualité d'image avec une palette de couleurs complète pour vos disques labélisés qui incluent les données patients, l'adresse du centre d'imagerie et un logo pour le marketing. Les logos peuvent être créés par l'utilisateur ou par l'intermédiaire du service création logo de Codonics.

Caractéristiques / Avantages

- Graver automatiquement vos examens sans intervention humaine
- Gravage et impression des disques à la demande, directement à partir des consoles modalités
- Les examens peuvent être visualisés depuis n'importe quel PC en utilisant la visionneuse DICOM incluse sur le disque. D'autres visionneuses sont disponibles en option*
- Les rapports au format HL7 et DICOM Structure Report peuvent être intégrés avec l'examen sur le même CD/DVD*
- L'interface tactile vous rendra expert en quelques minutes
- L'interface graphique et le manuel utilisateur sont disponibles en français
- L'option Schedule Archive grave tous les examens sur un disque pour sauvegarde/restauration. Il enregistre aussi l'historique complet des archives sur chacun des disques*
- Un design ultra compact permet une installation facile et un gain de place
- Conforme à tous les standards de l'industrie, incluant DICOM part 10, IHE PDI, et journaux d'audit pour la conformité HIPAA

*les options ne sont pas incluses dans la configuration de base, certaines sont payantes

Spécifications

Entrée Média :	Deux magasins d'alimentation de 50 disques chacun
Sortie Média :	Un bac de sortie d'une capacité de 25 disques
Graveurs :	2 graveurs CD/DVD
Formats enregistrables :	CD-R, DVD-R
Technologie d'impression :	Jet d'encre
Résolution de l'impression :	Jusqu'à 4800 dpi
Cartouche jet d'encre :	Une cartouche d'encre triple couleur
Interface utilisateur :	Ecran tactile intégré / détachable 15" LCD et un navigateur Web accessible à distance via Internet Explorer
Performance** :	Jusqu'à 30 CDs/heure, 15 DVDs/heure
Processeur :	Intel® Celeron® G3900
Mémoire :	4 GB
Disques durs :	120 GB pour le stockage des examens
Interfaces :	10/100 Base-T/Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocol réseau :	DICOM Store SCP (jusqu'à 24 connexions simultanées) DICOM query/retrieve (optionnelle) HTTP Web Server (pour le contrôle et la configuration à distance)
Clé :	Clé USB FLASH pour l'enregistrement des données de configuration
Alimentation :	100-240VAC, 50/60 Hz, 300VA (en fonctionnement)
Dimensions :	67.8 cm (26.7") H, 48.6 cm (19.2") W, 67.8 cm " (26.7") L
Poids :	28kg. (60 lbs.)
Conformité :	Appareil médical conforme aux normes FDA et MDD, CE Classe I, GMP/QSR ISO 13485-2003, 60601-1 Sécurité, EMC/EMI (IEC60601-1-2 class B) pour les environnements médicaux CE

**basée sur un examen et une configuration réseau typique avec un logo



Interface Utilisateur Ecran Tactile



Appelez Codonics dès à présent au **+1.440.243.1198** ou visiter notre site internet **www.codonics.com** pour plus d'informations.

Ce modèle/Cette configuration de Virtua n'est pas autorisé à la vente et à l'utilisation aux Etats-Unis.



We bring the future into focus

Siège Social:
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
+1.440.243.1198
+1.440.243.1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com