

Virtua[®]

Medical Disc Publisher

ET - eesti

Ülevaade

TheKodoonika Virtua Medical Disc Publisher pakub automaatse diktofoniga erakordset kiirust, tõhusust ja kasutusmugavust. See uuenduslik meditsiiniseade on DICOM-iga ühilduv võrguseade, mis saab samaaegselt salvestada ja sildistada mitu meditsiinilist uuringut CD- ja DVD-meediumile. Virtua kompaktsel disainil on täiustatud sisseehitatud protsessor, robotplaatide käsitlemine ja kasutajasõbralik puuetundlik liides, mis optimeerib töövoogu ja tootlikkust. Sisseehitatud printer toodab hiilgavaid täisvärvilisi plaadisilte, mis sisaldavad turustamiseks patsientide demograafilisi andmeid, rajatise aadressi ja logo. Kliendid saavad luua oma kohandatud sildid või neid kasutada Kodoonika plaadimärgi kujundusteenus, mida pakutakse ainult meie klientidele.

Funktsioonid / eelised

- Salvestab patsiendi uuringud automaatselt, sidumata teie tööjaama või töötajate ressursse
- Soovi korral plaatide loomine ja sildistamine otse modaalsest tööjaamast
- Uuringuid saab mugavalt tööjaamas plaadilt vaadata, kasutades ühte või mitut

DICOM-i vaatajad, spetsialiseerunud vaatajad ja / või kohandatud OEM-vaatajad *

- HL7 ja DICOM struktureeritud aruandeid saab vastu võtta ja sobitada patsiendi uuringuga, mis võimaldab nii aruande kui ka uuringu salvestamist ühele ja samale kettale **
- Intuiitiivne puuetundlik ekraan muudab algajatest mõne minutiga eksperdid
- Kasutajaliides on saadaval mitmes keeles
- Plaaniline arhiiv salvestab kõik uuringud automaatselt kettale varundamiseks / katastroofi taastamiseks. Samuti salvestab see igale plaadile kõigi arhiivitoimingute täieliku ajaloo **
- Kompaktne disain võimaldab hõlpsalt paigutada
- Vastab tööstusharu standarditele, sealhulgas DICOMi osa 10, IHE PDI ja HIPAA nõuetele vastavuse auditilogid

* mitte kõik vaatajad pole standardsed

** valikuline funktsioon

Spetsifikatsioonid

Meediumisisendid: kaks 50-kettaga sisendkasti

Meediumiväljund: üks 25-kettaga väljundsalv

Optilised seadmed: kaks CD / DVD draivi

Salvestatav Formaadid: CD-R, DVD-R

Siltide printimise tehnoloogia: Inkjet

Prindi eraldusvõime: kuni 4800 dpi

Tindikassett: üks kolmevärviline kassett

Kasutajaliides: Integreeritud / eemaldatav 15-tolline LCD puutetundlik ekraan

ja veebibrauseri kaugjuurdepääs

Performance: *** Kuni 30 CD-d tunnis, 15 DVD-d tunnis

Protsessor: Intel® Celeron® G3900

Mälu: 4 GB

Andmesalvestus: 120 GB

Liides: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Võrguprotokollid: DICOM Store SCP (kuni 24 üheaegset ühendust)

DICOMi päring / toomine (valikuline)

HTTP veebiserver (kaugjuhtimiseks ja konfigureerimiseks)

Smart Drive: USB-mälupulk konfiguratsioonandmete salvestamiseks

Võimsus: universaalne sisend: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nimivõimsus)

Mõõtmed: 26,7" (67,8 cm) H, 19,2" (48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L

Kaal: 60 naela. (28kg.)

Normatiivne regulatsioon: Meditsiiniseadmete täielik vastavus, sealhulgas 1. klassi FDA ja I klass

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
elektriohutus IEC 60601-1 Toim. 3.1 ja EMC / EMI: FCC klass B ja IEC 60601-1-2: Toim. 4
professionaalsete tervishoiuteenuste jaoks

*** põhineb tüüpilisel kliinilisel uuringul ja võrgu konfiguratsioonil