

Virtua[®]

Medical Disc Publisher

GA - Gaeilge

Forbhreathnú

Tá anCodonics Cuireann Foilsitheoir Diosca Leighis Virtua luas, éifeachtúlacht agus éascaíocht úsáide eisceachtúil i dtairgeadán diosca uathoibríoch. Is fearas líonra é seo a chomhlíonann DICOM agus is féidir leis an iliomad staidéar míochaine a thairgeadh agus a lipéadú ag an am céanna ar mheáin CD agus DVD. I ndearadh dlúth Virtua tá ardphróiseálaí leabaithe, láimhseáil diosca róbataic agus comhéadan scáileáin tadhaill atá furasta le húsáid agus a uasmhéadaíonn sreabhadh oibre agus táirgiúlacht. Táirgeann an printéir ionsuite lipéid diosca lándaite iontacha a chuimsíonn déimeagrafaic othar agus seoladh agus lógó na saoráide le haghaidh margáochta. Is féidir le custaiméirí a gcuid lipéad saincheaptha féin a chruthú nó a úsáidCodonics seirbhís dearaidh lipéad diosca a thairgtear go heisiach dár gcustaiméirí.

Gnéithe / Sochair

- Déanann sé staidéir othar a thairgeadh go huathoibríoch gan do stáisiún oibre nó acmhainní d'fhostaithe a cheangal suas
- Cruthú agus lipéadú diosca ar éileamh go díreach ó stáisiún oibre módúlachta
- Is féidir staidéir a fheiceáil go háisiúil ón diosca ar stáisiún oibre agus ceann amháin nó níos mó a úsáid

Lucht féachana DICOM, lucht féachana speisialaithe agus / nó lucht féachana OEM saincheaptha *

- Is féidir Tuarascálacha Struchtúrtha HL7 agus DICOM a fháil agus a mheaitseáil le staidéar othair a cheadaíonn an tuarascáil a thairgeadh agus staidéar a dhéanamh le chéile ar an diosca céanna **
- Tiontaíonn scáileáin tadhaill iomasach saineolaithe nua i nóiméid
- Tá comhéadan úsáideora ar fáil i go leor teangacha
- Déanann an Chartlann Sceidealta gach staidéar a thairgeadh go huathoibríoch le diosca le haghaidh aisghabháil cúltaca / tubaiste. Déanann sé tairgeadh freisin ar stair iomlán na ngníomhaíochtaí cartlainne uile ar gach diosca **

- Ligeann dearadh dlúth do shuí éasca
 - Buailteann sé le caighdeáin tionscail lena n-áirítear DICOM cuid 10, IHE PDI, agus logaí iniúchta maidir le comhlíonadh HIPAA
- * níl gach lucht féachana caighdeánach
- ** gné roghnach

Sonraíochtaí

Ionchuir Meán: Dhá bhosca bruscair ionchuir 50 diosca

Aschur Meán: Araid aschuir 25 diosca amháin

Tiomántáin Optúla: Dhá thiomántán CD / DVD

Taifeadta Formáidí: CD-R, DVD-R

Teicneolaíocht Priontála Lipéad: Inkjet

Rún Priontála: Suas le 4800 dpi

Cartús Dúigh: Cartús trí-dath amháin

Comhéadan Úsáideora: Scáileán tadhaill LCD comhtháite / inscortha 15 ”

agus cianrochtain ar bhrabhsálaí gréasáin

Feidhmíocht:*** Suas le 30 CD san uair, 15 DVD san uair

Próiseálaí: Intel® Celeron® G3900

Cuimhne: 4 GB

Stóráil Sonraí: 120 GB

Comhéadan: 10/100 Ethernet Base-T / Gigabit (RJ-45)

Prótacail Líonra: DICOM Store SCP (suas le 24 nasc comhuaineach)

Ceist / aisghabháil DICOM (roghnach)

Freastalaí Gréasáin HTTP (le haghaidh cianrialtáin agus cumraíochta)

Tiomáint Cliste: Tiomáint flash USB chun sonraí cumraíochta a stóráil

Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (cumhacht rátáilte)

Toisí: 26.7“(67.8 cm) H, 19.2“(48.6 cm) W, 26.7“(67.8 cm) L.

Meáchan: 60 lb. (28kg.)

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 1 FDA agus Aicme I.

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI: FCC Aicme B agus IEC 60601-
1-2: Ed. 4 le haghaidh Saoráidí Cúraim Sláinte Gairmiúla

*** bunaithe ar ghnáthstaidéar cliniciúil agus ar chumraíocht líonra