

Virtua[®]

Medical Disc Publisher

LT - lietuvių kalba

Apžvalga

TheKodonikai „Virtua Medical Disc Publisher“ siūlo išskirtinį greitį, efektyvumą ir lengvą naudojimąsi automatinio diskų savirašiu. Šis novatoriškas medicinos prietaisas yra DICOM suderinamas tinklo prietaisas, kuris vienu metu gali įrašyti ir paženklinti kelis medicinos tyrimus į CD ir DVD laikmenas. Kompaktiškas „Virtua“ dizainas turi pažangų įterptąjį procesorių, robotų diskų valdymą ir patogią naudoti jutiklinį ekraną sąsaja, kuri optimizuoja darbo eigą ir produktyvumą. Įmontuotas spausdintuvas gamina puikias, spalvotas diskų etiketes, kuriose pateikiama pacientų demografinė informacija, įstaigos adresas ir logotipas rinkodarai. Klientai gali sukurti savo pasirinktines etiketes arba naudoti Kodonikai diskų etikečių kūrimo paslauga, siūloma tik mūsų klientams.

Savybės / Privalumai

- Automatiškai fiksuoja paciento tyrimus, nesusiejant darbo vietos ar darbuotojų išteklių
- Diskų užsakymas pagal poreikį ir žymėjimas tiesiai iš modalinių darbo vietų
- Tyrimus galima patogiai peržiūrėti iš disko darbo stotyje, naudojant vieną ar daugiau DICOM žiūrovai, specializuoti žiūrovai ir (arba) pasirinktiniai OEM žiūrovai *
- HL7 ir DICOM struktūrizuotas ataskaitas galima gauti ir suderinti su paciento tyrimais, leidžiančiais kartu įrašyti ataskaitą ir tyrimą tame pačiame diske **
- Intuityvus jutiklinis ekranas naujokus paverčia ekspertais per kelias minutes
- Vartotojo sąsaja yra prieinama keliomis kalbomis
- Suplanuotas archyvas automatiškai įrašo visus tyrimus į diską, kad būtų galima juos atkurti ar atkurti. Taip pat kiekviename diske įrašoma visa archyvų veiklos istorija **
- Kompaktiškas dizainas leidžia lengvai nustatyti vietą
- Atitinka pramonės standartus, įskaitant DICOM 10 dalį, IHE PDI ir audito žurnalus, kad atitiktų HIPAA reikalavimus

* ne visi žiūrovai yra standartiniai

** neprivaloma funkcija

Specifikacijos

Laikmenų įvestys: dvi 50 diskų įvesties dėžutės

Laikmenos išvestis: viena 25 diskų išvesties dėžė

Optiniai įrenginiai: du CD / DVD įrenginiai

Įrašoma Formatai: CD-R, DVD-R

Etikečių spausdinimo technologija: Rašalinis

Spausdinimo skiriamoji geba: iki 4800 dpi

Rašalo kasetė: viena trijų spalvų kasetė

Vartotojo sąsaja: integruotas / nuimamas 15 colių LCD jutiklinis ekranas

ir nuotolinę žiniatinklio naršyklės prieigą

Spektaklis:*** Iki 30 kompaktinių diskų per valandą, 15 DVD per valandą

Procesorius: „Intel® Celeron® G3900“

Atmintis: 4 GB

Duomenų saugykla: 120 GB

Sąsaja: „10/100 Base-T / Gigabit Ethernet“ (RJ-45)

Tinklo protokolai: „DICOM Store SCP“ (iki 24 vienašalių jungčių)

DICOM užklausa / gavimas (neprivaloma)

HTTP tinklo serveris (nuotoliniam valdymui ir konfigūravimui)

„Smart Drive“: USB atmintinė konfigūracijos duomenims saugoti

Galia: universali įvestis: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA (vardinė galia)

Matmenys: 26,7„(67,8 cm) H, 19,2„(48,6 cm) W, 26,7„(67,8 cm) L

Svoris: 60 svarų. (28 kg.)

Teisės aktai: Visiška medicinos prietaisų atitiktis, įskaitant 1 klasės FDA ir I klasę

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektros sauga IEC 60601-1 Red. 3.1 ir EMC / EMI: FCC B klasė ir IEC 60601-1-2: red. 4 - profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos

*** remiantis tipiniu klinikiniu tyrimu ir tinklo konfigūracija