

Virtua[®]

Medical Disc Publisher

SL - Slovenski Jezik

Pregled

TheKodonika Virtua Medical Disc Publisher ponuja izjemno hitrost, učinkovitost in enostavnost uporabe v samodejnem snemalniku diskov. Ta inovativni medicinski pripomoček je omrežna naprava, skladna z DICOM, ki lahko hkrati snema in označuje več medicinskih študij na CD in DVD medije. Kompaktna zasnova Virtue odlikuje napreden vdelani procesor, robotsko upravljanje diskov in uporabniku prijazen vmesnik na dotik, ki optimizira potek dela in produktivnost. Vgrajeni tiskalnik proizvaja briljantne, barvne nalepke na diskih, ki vključujejo demografske podatke o pacientih ter naslov in logotip ustanove za trženje. Stranke lahko ustvarijo lastne etikete po meri ali jih uporabijoKodonika storitev oblikovanja nalepk za diske, ki je na voljo izključno našim strankam.

Značilnosti / prednosti

- Samodejno beleži študije bolnikov, ne da bi pri tem vezal delovno postajo ali vire zaposlenih
- Izdelava in označevanje diskov na zahtevo neposredno z delovnih postaj modaliteta
- Študije si lahko enostavno ogledate z diska na delovni postaji z eno ali več

Pregledovalniki DICOM, specializirani gledalci in / ali po meri OEM gledalci *

- HL7 in DICOM strukturirana poročila je mogoče prejeti in jih prilagoditi pacientovi študiji, ki omogoča snemanje poročila in študije skupaj na isti disk **
- Intuitivni zaslon na dotik v nekaj minutah spremeni novince v strokovnjake
- Uporabniški vmesnik je na voljo v več jezikih
- Scheduled Archive samodejno zabeleži vse študije na disk za varnostno kopiranje / obnovo po katastrofi. Zabeleži tudi popolno zgodovino vseh arhivskih dejavnosti na vsakem disku **
- Kompaktna oblika omogoča enostavno namestitev
- Izpolnjuje industrijske standarde, vključno z DICOM delom 10, IHE PDI in revizijskimi dnevniki za skladnost s HIPAA

* niso vsi gledalci standardni

** neobvezna funkcija

Specifikacije

Vhodi za medije: dva vhodna koša s 50 diski

Izhod za medije: en izhodni koš za 25 diskov

Optični pogoni: dva pogona CD / DVD

Za snemanje Formati: CD-R, DVD-R

Tehnologija tiskanja nalepk: Inkjet

Ločljivost tiskanja: do 4800 dpi

Kartuša s črnilom: Ena tribarvna kartuša

Uporabniški vmesnik: Integriran / snemljiv 15-palčni zaslon LCD na dotik

in oddaljeni dostop do spletnega brskalnika

Izvedba:*** Do 30 CD-jev na uro, 15 DVD-jev na uro

Procesor: Intel® Celeron® G3900

Pomnilnik: 4 GB

Shranjevanje podatkov: 120 GB

Vmesnik: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Omrežni protokoli: DICOM Store SCP (do 24 hkratnih povezav)

Poizvedovanje / pridobivanje DICOM (neobvezno)

Spletni strežnik HTTP (za daljinsko upravljanje in konfiguracijo)

Smart Drive: bliskovni pogon USB za shranjevanje konfiguracijskih podatkov

Moč: Univerzalni vhod: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nazivna moč)

Mere: 26,7"(67,8 cm) V, 19,2 "(48,6 cm) Š, 26,7" (67,8 cm) L

Teža: 60 lbs. (28 kg.)

Predpisi: Popolna skladnost z medicinskimi pripomočki, vključno z razredom 1 FDA in razredom I

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Električna varnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 in EMC / EMI: FCC razred B in IEC 60601-1-2: Ed. 4
za poklicne zdravstvene ustanove

*** na podlagi tipične klinične študije in konfiguracije omrežja