

Virtua[®]C

Medical Disc Publisher

IS - Íslenska

Yfirlit

Virtua C er fullkominn, hagkvæmur, þægilegur í notkun, aukabúnaður fyrir mynddreifingu fyrir hvaða form sem er. Þétt hönnun þess er með háþróaðan örgjörva til að taka á móti og stjórna námi, vélritadiskupptökutæki og prentara og notendavænt vefviðmót. Innbyggði prentarinn framleiðir ljómandi skífamerki í fullum lit sem innihalda lýðfræði sjúklunga og heimilisfang aðstöðu og merki til markaðssetningar. Viðskiptavinir geta búið til sína eigin sérsniðnu merki eða notað Codonics þjónustu við diskamerkingarhönnun sem eingöngu er boðið viðskiptavinum okkar.

Aðgerðir / ávinningur

- Skráir sjálfkrafa og merkir rannsóknir á sjúklingum án þess að binda vinnustöðina eða starfsmenn
- Hægt er að skoða rannsóknir af diskum á vinnustöð með einum eða fleiri DICOM áhorfendum, sérhæfðum áhorfendum og / eða sérsniðnum OEM áhorfendum *
- HL7 og DICOM skipulögð skýrsla er hægt að taka á móti og passa við rannsókn sjúklings sem gerir kleift að taka upp bæði skýrsluna og rannsóknina saman á sama disknum **
- Sögð skilaboð veita fullkomna kerfisstöðu með því að ýta á hnapp
- Notendaviðmót er fáanlegt á mörgum tungumálum
- Skipulagt skjalasafn skráir sjálfkrafa allar rannsóknir á diskinn til að taka öryggisafrit / hörmungarbata. Það skráir einnig heildarsögu yfir alla skjalavinnslu á hverjum diskum **
- Örlega þétt hönnun gerir kleift að auðvelda staðsetningu
- Uppfyllir iðnaðarstaðla þar á meðal DICOM hluta 10, IHE PDI og endurskoðunargögn fyrir HIPAA samræmi

* ekki allir áhorfendur eru staðlaðir

** valfrjálsir eiginleikar

Upplýsingar

Inntak miðils: Einn 20 diska inntakstunnur

Miðlaútgangur: Einn 25 diska framleiðslutunnur

Optical Drive: Eitt geisladrif / DVD drif

Upptökanleg snið: CD-R, DVD-R

Merkiprentunartækni: Inkjet

Prentupplausn: Allt að 4800 pát

Blekhyllki: Ein litahyllki (CMY)

Notendaviðmót: Fjarlægur aðgangur að vafra með Internet Explorer®

Gjörningur: *** Allt að 25 geisladiskar á klukkustund, 10 DVD á klukkustund

Gagnageymsla: 40 GB

Tengi: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Siðareglur: DICOM Store SCP

DICOM fyrirspurn / sótt (valfrjálst)

HTTP vefþjónn (fyrir fjarstýringu og stillingar)

Smart Drive: USB glampi ökuferð til að geyma stillingargögn

Afl: Alhliða inntak: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (metið afl)

Mál: 10,5 "(26,7 cm) H, 18,2" (46,2 cm) W, 21,7 "(55,1 cm) L

Þyngd: 32 pund. (14,6 kg.)

Reglugerð: Fullt samræmi við lækningatæki þ.mt flokkur 1 FDA og flokkur I MDR 2017/745

/ ESB (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Rafmagnsöryggi IEC

60601-1 Ed. 3.1 og EMC / EMI: FCC flokkur B og IEC 60601-1-2: Ed. 4 fyrir faglega

heilbrigðisstofnanir

*** byggt á dæmigerðri klínískri rannsókn og netstillingu