

Virtua[®]C

Medical Disc Publisher

MT - Malti

Farsa ġenerali

Virtua C huwa l-aċċessorju ta' distribuzzjoni ta' immaġini perfett, ekonomiku, faċli biex tużah, għal kwalunkwe modalità. Id-disinn kompatt tiegħu għandu proċessur avanzat biex jirċievi u jimmaniġġja studji, rekorder ta' diski robotiċi u printer, u interface tal-web faċli għall-utent. L-istampatur inkorporat jipproduċi tikketti ta' diski brillanti u b'kulur sħiħ li jinkludu demografija tal-pazjent u l-indirizz u l-logo tal-facilità għall-kummerċ. Il-klijenti jistgħu joħolqu t-tikketti tad-dwana tagħhom stess jew jużaw is-servizz tad-disinn tat-tikketta tad-diska Codonics offrut esklussivament lill-klijenti tagħna.

Karatteristiċi / Benefiċċji

- Awtomatikament tirreġistra u tittikkja studji tal-pazjenti mingħajr ma torbot il-workstation tiegħek jew ir-riżorsi tal-impjegati
- Studji jistgħu jidhru b'mod konvenjenti minn diska fuq stazzjon tax-xogħol bl-użu ta' telespettatur wieħed jew aktar ta' DICOM, telespettaturi speċjalizzati u / jew telespettaturi tad-dwana OEM *
- Rapporti Strutturati HL7 u DICOM jistgħu jiġu riċevuti u mqabbla ma' studju ta' pazjent li jippermetti r-reġistrazzjoni kemm tar-rapport kif ukoll ta' studju flimkien fuq l-istess diska **
- Messaġġi narrati jipprovdu status ta' sistema kompluta bil-mess ta' buttuna
- L-interface tal-utent huwa disponibbli f'ħafna lingwi
- Arkivju Skedat jirreġistra awtomatikament l-istudji kollha fuq id-diska għall-irkupru ta' riżerva / diżastru. Tirrekordja wkoll storja sħiħa tal-attivitajiet kollha tal-arkivju fuq kull diska **
- Disinn ultra kompatt jippermetti sit faċli
- Jissodisfa l-istandards tal-industrija inkluż DICOM parti 10, IHE PDI, u zkuk tal-verifika għall-konformità HIPAA

* mhux it-telespettaturi kollha huma standard

** karatteristiċi mhux obbligatori

Speċifikazzjonijiet

Input tal-Midja: Kontenitur wieħed ta' dħul ta' 20 diska

Hruġ tal-Midja: Qasra waħda tal-ħruġ ta' 25 diska

Optical Drive: Wieħed CD / DVD drive

Formati li jistgħu jigu rrekordjati: CD-R, DVD-R
Teknologija tal-Istampar tat-Tikketta: Inkjet
Riżoluzzjoni tal-Istampar: Sa 4800 dpi
Skartoċċ tal-linka: Skartoċċ ta 'kulur wieħed (CMY)
Interface tal-Utent: Aċċess mill-brawżer tal-web mill-bogħod bl-użu tal-Internet Explorer®
Prestazzjoni: *** Sa 25 CD fis-siegħa, 10 DVD fis-siegħa
Hażna tad-Dejta: 40 GB
Interface: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protokoll tan-Netwerk: DICOM Store SCP
Mistoqsija / irkupru DICOM (mhux obbligatorju)
HTTP Web Server (għal kontroll u konfigurazzjoni mill-bogħod)
Smart Drive: USB flash drive għall-ħażna tad-dejta tal-konfigurazzjoni
Qawwa: Input Universali: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (qawwa nominali)
Dimensjonijiet: 10.5 "(26.7 cm) H, 18.2" (46.2 cm) W, 21.7 "(55.1 cm) L
Piż: 32 lbs. (14.6kg.)

Regolatorju: Konformità sħiħa tal-apparat mediku inklużi Klassi 1 AID u Klassi I MDR
2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sikurezza
Elettrika IEC 60601-1 Ed. 3.1 u EMC / EMI: FCC Klassi B u IEC 60601-1-2: Ed. 4 għal
Faċilitajiet Professjonali tal-Kura tas-Saħħa
*** ibbażat fuq studju kliniku tipiku u konfigurazzjoni tan-netwerk