

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

DA - dansk

Oversigt

Virtua E er det perfekte, økonomiske, brugervenlige tilbehør til billedistribution til enhver modalitet. Dens kompakte design har en berøringsskærm på bordet, en avanceret processor til modtagelse og styring af undersøgelser, en robotoptager og printer og en brugervenlig grænseflade. Den indbyggede printer producerer strålende disketiketter i fuld farve, der inkluderer patientdemografi og facilitetens adresse og logo til markedsføring. Kunder kan oprette deres egne brugerdefinerede etiketter eller bruge Codonics disc label design service, der udelukkende tilbydes vores kunder.

Funktioner / fordele

- Registrerer og mærker automatisk patientundersøgelser uden at binde din orkstation eller medarbejderressourcer
 - Undersøgelser kan bekvemt ses fra disken på en arbejdsstation ved hjælp af en eller flere DICOM-seere, specialvisere og / eller brugerdefinerede OEM-seere *
 - HL7- og DICOM-strukturerede rapporter kan modtages og matches til en patients undersøgelse, der muliggør optagelse af både rapporten og undersøgelsen sammen på samme disk **
 - Fortællinger giver komplet systemstatus ved et tryk på en knap
 - Intuitiv berøringsskærm forvandler nybegyndere til eksperter på få minutter
 - Brugergrensefladen er tilgængelig på flere sprog
 - Planlagt arkiv registrerer automatisk alle undersøgelser på disken til backup / katastrofegendannelse. Den registrerer også en komplet historik over alle arkivaktiviteter på hver disk **
 - Ultrakompakt design giver nem placering
 - Opfylder industristandarder inklusive DICOM del 10, IHE PDI og revisionslogfiler for HIPAA-overholdelse
- * ikke alle seere er standard
** valgfri funktioner

specifikationer

Medieindgang: En 20-disks inputbakke

Medieoutput: En 25-disks outputbakke

Optisk drev: Et cd / dvd-drev

Optagelige formater: CD-R, DVD-R
Labelprint-teknologi: Inkjet
Udskriftsopløsning: Op til 4800 dpi
Blækpatron: En farvepatron (CMY)
Brugergrænseflade: 15 "LCD berøringsskærm
Fjernadgang til webbrowser ved hjælp af Internet Explorer®
Ydeevne:*** Op til 25 cd'er i timen, 10 dvd'er i timen
Datalagring: 40 GB
Interface: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Netværksprotokoller: DICOM Store SCP
DICOM forespørgsel / hente (valgfrit)
HTTP-webserver (til fjernbetjening og konfiguration)
Smart Drive: USB-flashdrev til lagring af konfigurationsdata
Strøm: Universalindgang: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominelstrøm)****
Dimensioner: 10,5"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) B, 21,7" (55,1 cm) L ****
Vægt: 43 lbs. (19,3 kg.)

Forskrifter: Fuld overensstemmelse med medicinsk udstyr inklusive klasse 1 FDA og klasse I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektrisk sikkerhed IEC 60601-1 Ed. 3.1 og EMC / EMI: FCC klasse B og IEC 60601-1-2: Ed. 4 til professionelle sundhedsfaciliteter

*** baseret på en typisk klinisk undersøgelse og netværkskonfiguration

**** skærm medfølger ikke