

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

FR - Français

Aperçu

Virtua E est l'accessoire de distribution d'image parfait, économique et facile à utiliser pour toutes les modalités. Sa conception compacte comprend un écran tactile de table, un processeur avancé pour la réception et la gestion des études, un enregistreur et une imprimante de disques robotisés et une interface conviviale. L'imprimante intégrée produit des étiquettes de disque brillantes et en couleur qui incluent les données démographiques des patients ainsi que l'adresse et le logo de l'établissement à des fins de marketing. Les clients peuvent créer leurs propres étiquettes personnalisées ou utiliser le service de conception d'étiquettes de disque Codonics offert exclusivement à nos clients.

Caractéristiques et avantages

- Enregistre et étiquette automatiquement les études des patients sans gêner votre orkstation ou ressources des employés
- Les études peuvent être facilement visualisées à partir d'un disque sur un poste de travail à l'aide d'un ou plusieurs visualiseurs DICOM, visualiseurs spécialisés et / ou visualiseurs OEM personnalisés *
- Les rapports structurés HL7 et DICOM peuvent être reçus et mis en correspondance avec l'étude d'un patient, ce qui permet d'enregistrer le rapport et l'étude ensemble sur le même disque **
- Les messages narrés fournissent l'état complet du système en appuyant simplement sur un bouton
- L'écran tactile intuitif transforme les novices en experts en quelques minutes
- L'interface utilisateur est disponible en plusieurs langues
- L'archivage programmé enregistre automatiquement toutes les études sur disque pour la sauvegarde / reprise après sinistre. Il enregistre également un historique complet de toutes les activités d'archivage sur chaque disque **
- La conception ultra compacte permet un emplacement facile
- Répond aux normes de l'industrie, y compris DICOM partie 10, IHE PDI et les journaux d'audit pour la conformité HIPAA

* tous les spectateurs ne sont pas standard

**caractéristiques optionnelles

Caractéristiques

Entrée média: un bac d'entrée de 20 disques

Sortie multimédia: un bac de sortie à 25 disques

Lecteur optique: un lecteur CD / DVD

Formats enregistrables: CD-R, DVD-R

Technologie d'impression d'étiquettes: jet d'encre

Résolution d'impression: jusqu'à 4800 dpi

Cartouche d'encre: une cartouche couleur (CMJ)

Interface utilisateur: écran tactile LCD de 15 pouces

Accès au navigateur Web à distance à l'aide d'Internet Explorer®

Performance:*** Jusqu'à 25 CD par heure, 10 DVD par heure

Stockage de données: 40 Go

Interface: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Protocoles réseau: DICOM Store SCP

Requête / récupération DICOM (facultatif)

Serveur Web HTTP (pour le contrôle et la configuration à distance)

Smart Drive: clé USB pour stocker les données de configuration

Puissance: Entrée universelle: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominalePuissance)****

Dimensions: 10,5" (26,7 cm) H, 18,2 " (46,2 cm) L, 21,7" (55,1 cm) L ****

Poids: 43 lb (19,3 kg.)

Réglementation: Conformité totale des dispositifs médicaux, y compris Classe 1 FDA et Classe I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sécurité électrique IEC 60601-1 Ed. 3.1 et EMC / EMI: FCC Classe B et CEI 60601-1-2: Ed. 4 pour les établissements de santé professionnels

*** basé sur une étude clinique typique et une configuration réseau

**** affichage non inclus