

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

GA - Gaeilge

Forbhreathnú

Is é Virtua E an cúlpháirtí dailte íomhá foirfe, eacnamaíoch, éasca le húsáid d'aon mhodha. Cuimsíonn a dhearadh dlúth scáileán tadhaill barr tábla, ardphróiseálaí chun staidéir a fháil agus a bhainistiú, taifeadán diosca robotic agus printéir, agus comhéadan atá furasta le húsáid. Táirgeann an printéir ionsuite lipéid diosca lándaite iontacha a chuimsíonn déimeagrafaic othar agus seoladh agus lógó na saoráide le haghaidh margaíochta. Is féidir le custaiméirí a gcuid lipéad saincheaptha féin a chruthú nó seirbhís dearaidh lipéad diosca Codonics a úsáid a chuirtear ar fáil dár gcustaiméirí go heisiach.

Gnéithe / Sochair

- Déanann othair staidéir ar othair a thairfeadh agus a lipéadú go huathoibríoch gan do chuid a cheangal acmhainní nó acmhainní fostaithe
 - Is féidir staidéir a fheiceáil go háisiúil ón diosca ar stáisiún oibre ag baint úsáide as breathnóir DICOM amháin nó níos mó, lucht féachana speisialaithe agus / nó lucht féachana OEM saincheaptha *
 - Is féidir Tuarascálacha Struchtúrtha HL7 agus DICOM a fháil agus a mheaitseáil le staidéir othair a cheadaíonn an tuarascáil a thairfeadh agus staidéir a dhéanamh le chéile ar an diosca céanna **
 - Soláthraíonn teachtaireachtaí insinte stádas iomlán an chórais ag cnaipe an chnaipe
 - Tiontaíonn scáileáin tadhaill iomasach saineolaithe nua i nóiméid
 - Tá comhéadan úsáideora ar fáil i go leor teangacha
 - Déanann an Chartlann Sceidealta gach staidéir a thairfeadh go huathoibríoch le diosca le haghaidh aisghabháil cúltaca / tubaiste. Déanann sé taifead freisin ar stair iomlán na ngníomhaíochtaí cartlainne uile ar gach diosca **
 - Ligeann dearadh ultra dlúth do shuíomh éasca
 - Buailteann sé le caighdeán tionscail lena n-áirítear DICOM cuid 10, IHE PDI, agus logaí iniúchta maidir le comhlíonadh HIPAA
- * níl gach lucht féachana caighdeánach
** gnéithe roghnacha

Sonraíochtaí

Ionchur Meán: Araid ionchuir 20 diosca amháin

Aschur Meán: Araid aschuir 25 diosca amháin
Tiomáint Optúil: Tiomáint CD / DVD amháin
Formáidí Taifeadta: CD-R, DVD-R
Teicneolaíocht Priontála Lipéad: Inkjet
Rún Priontála: Suas le 4800 dpi
Cartús Dúigh: Cartús dath amháin (CMY)
Comhéadan Úsáideora: Scáileán tadhaill LCD 15 ”
Rochtain iargúlta brabhsálaí gréasáin ag úsáid Internet Explorer®
Feidhmíocht:*** Suas le 25 CD san uair, 10 DVD san uair
Stóráil Sonraí: 40 GB
Comhéadan: 10/100 Ethernet Base-T / Gigabit (RJ-45)
Prótacail Líonra: DICOM Store SCP
Ceist / aisghabháil DICOM (roghnach)
Freastalaí Gréasáin HTTP (le haghaidh cianrialtáin agus cumraíochta)
Tiomáint Cliste: Tiomáint flash USB chun sonraí cumraíochta a stóráil
Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (rátáilcumhacht) ****
Toisí: 10.5“(26.7 cm) H, 18.2 “(46.2 cm) W, 21.7“ (55.1 cm) L ****
Meáchan: 43 lb. (19.3kg.)

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 1 FDA agus Aicme I MDR
2017/745 / AE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sábháilteacht
Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI: FCC Aicme B agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 le
haghaidh Saoráidí Cúraim Sláinte Gairmiúla
*** bunaithe ar ghnáthstaidéar cliniciúil agus ar chumraíocht líonra
**** taispeáint san áireamh