

# Virtua<sup>®</sup>E

## Medical Disc Publisher

---

### HU - magyar

#### Áttekintés

A Virtua E a tökéletes, gazdaságos, könnyen használható képelosztási kiegészítő bármilyen modalitáshoz. Kompakt kialakítása asztali érintőképernyővel, fejlett processzorral a tanulmányok fogadására és kezelésére, robot-lemezrögzítővel és -nyomtatóval, valamint felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik. A beépített nyomtató ragyogó, színes lemezcímkéket készít, amelyek tartalmazzák a betegek demográfiai adatait, valamint a létesítmény címét és logóját a marketing céljából. Az ügyfelek létrehozhatják saját egyedi címkéiket, vagy használhatják a kizárólag ügyfeleinknek kínált Codonics lemezcímkék tervezési szolgáltatást.

#### Jellemzők és előnyök

- Automatikusan rögzíti és felcímkézi a betegvizsgálatokat anélkül, hogy lekötne orkstkáció vagy munkavállalói erőforrások
- A tanulmányok kényelmesen megtekinthetők lemezről egy munkaállomáson egy vagy több DICOM-néző, speciális nézők és / vagy egyedi OEM-nézők használatával \*
- HL7 és DICOM strukturált jelentések fogadhatók és illeszthetők a páciens vizsgálatához, lehetővé téve a jelentés és a vizsgálat együttes rögzítését ugyanazon a lemezen \*\*
- Az elbeszélte üzenetek egy gombnyomással teljes rendszerállapotot nyújtanak
- Az intuitív érintőképernyő percek alatt szakértőkké változtatja az újoncokat
- A felhasználói felület több nyelven érhető el
- Az ütemezett archívum minden vizsgálatot automatikusan lemezre rögzít biztonsági mentés vagy katasztrófa utáni helyreállítás céljából. Ezenkívül rögzíti az összes lemezen található archív tevékenység teljes történetét \*\*
- Az ultrakompakt kialakítás lehetővé teszi a könnyű elhelyezést
- Megfelel az ipari szabványoknak, beleértve a DICOM 10. részét, az IHE PDI-t és az auditnaplót a HIPAA-megfelelés érdekében

\* nem minden néző szokásos

\*\* opcionális funkciók

#### Specifikációk

Média bemenet: Egy 20 lemezes bemeneti tálca

Média kimenet: Egy 25 lemezes kimeneti tálca

Optikai meghajtó: Egy CD / DVD meghajtó

Rögzíthető formátumok: CD-R, DVD-R  
Címkenyomtatási technológia: Inkjet  
Nyomtatási felbontás: Akár 4800 dpi  
Tintapatron: Egyszínű patron (CMY)  
Felhasználói felület: 15 hüvelykes LCD érintőképernyő  
Távoli webböngésző-hozzáférés az Internet Explorer® használatával  
Teljesítmény:\*\*\* Legfeljebb 25 CD / óra, 10 DVD / óra  
Adattárolás: 40 GB  
Interfész: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Hálózati protokollok: DICOM Store SCP  
DICOM lekérdezés / lekérés (opcionális)  
HTTP webkiszolgáló (távvezérléshez és konfiguráláshoz)  
Smart Drive: USB flash meghajtó a konfigurációs adatok tárolásához  
Teljesítmény: univerzális bemenet: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (névlegeserő)\*\*\*\*  
Méretek: 10.5,"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) W, 21,7" (55,1 cm) L \*\*\*\*  
Súly: 43 font. (19,3 kg)

Szabályozás: Teljes orvosi eszközmegfelelés, beleértve az FDA 1. osztályát és az I. osztályú MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Villamos biztonság IEC 60601-1 szerk. 3.1 és EMC / EMI: FCC B. osztály és IEC 60601-1-2: Szerk. 4 a professzionális egészségügyi intézmények számára

\*\*\* egy tipikus klinikai vizsgálat és a hálózat konfigurációja alapján

\*\*\*\* a kijelző nem tartozék