

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

IS - Íslenska

Yfirlit

Virtua E er hið fullkomna, hagkvæma, auðvelt í notkun, aukabúnaður fyrir mynddreifingu fyrir hvaða form sem er. Samþétt hönnun þess er með snertiskjá á borðinu, háþróaðri örgjörva til að taka á móti og stjórna rannsóknum, vélrænan upptökutæki og prentara og notendavænt viðmót. Innbyggði prentarinn framleiðir ljómandi skífamerki í fullum lit sem innihalda lýðfræði sjúklinga og heimilisfang aðstöðu og merki til markaðssetningar. Viðskiptavinir geta búið til sína eigin sérsniðnu merki eða notað Codonics þjónustu við diskamerkingarhönnun sem eingöngu er boðið viðskiptavinum okkar.

Aðgerðir / ávinningur

- Sjálfkrafa skráir og merkir rannsóknir á sjúklingum án þess að binda orkstation eða auðlindir starfsmanna
- Hægt er að skoða rannsóknir af diskum á vinnustöð með einum eða fleiri DICOM áhorfendum, sérhæfðum áhorfendum og / eða sérsniðnum OEM áhorfendum *
- HL7 og DICOM skipulögð skýrsla er hægt að taka á móti og passa við rannsókn sjúklings sem gerir kleift að taka upp bæði skýrsluna og rannsóknina saman á sama disknum **
- Sögð skilaboð veita fullkomna kerfisstöðu með því að ýta á hnapp
- Innsæi snertiskjár gerir nýliða að sérfræðingum á nokkrum mínútum
- Notendaviðmót er fánlegt á mörgum tungumálum
- Skipulagt skjalasafn skráir sjálfkrafa allar rannsóknir á diskinn til að taka öryggisafrit / hörmungarbata. Það skráir einnig heildarsögu yfir alla skjalavinnslu á hverjum diskum **
- Örlega þétt hönnun gerir kleift að auðvelda staðsetningu
- Uppfyllir iðnaðarstaðla þar á meðal DICOM hluta 10, IHE PDI og endurskoðunargögn fyrir HIPAA samræmi

* ekki allir áhorfendur eru staðlaðir

** valfrjálsir eiginleikar

Upplýsingar

Inntak miðils: Einn 20 diska inntakstunnur

Miðlaútgangur: Einn 25 diska framleiðslutunnur

Optical Drive: Eitt geisladrif / DVD drif

Upptökanleg snið: CD-R, DVD-R

Merkiprentunartækni: Inkjet

Prentupplausn: Allt að 4800 pát
Blekhylki: Ein litahylki (CMY)
Notendaviðmót: 15 "LCD snertiskjár
Fjarlægur aðgangur að vafra með Internet Explorer®
Frammistaða:*** Allt að 25 geisladiskar á klukkustund, 10 DVD á klukkustund
Gagnageymsla: 40 GB
Tengi: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Siðareglur: DICOM Store SCP
DICOM fyrirspurn / sótt (valfrjálst)
HTTP vefþjónn (fyrir fjarstýringu og stillingar)
Smart Drive: USB glampi ökuferð til að geyma stillingargögn
Afl: Alhliða inntak: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (metiðmáttur) ****
Mál: 10,5"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) W, 21,7" (55,1 cm) L ****
Þyngd: 43 lbs. (19,3 kg.)

Reglugerð: Fullt samræmi við lækningatæki þ.mt flokkur 1 FDA og flokkur I MDR 2017/745 / ESB (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Rafmagnsöryggi IEC 60601-1 Ed. 3.1 og EMC / EMI: FCC flokkur B og IEC 60601-1-2: Ed. 4 fyrir faglega heilbrigðisstofnanir
*** byggt á dæmigerðri klínískri rannsókn og netstillingu
**** skjár er ekki innifalinn