

# Virtua<sup>®</sup>E

## Medical Disc Publisher

---

### MT - Malti

#### Farsa ġenerali

Virtua E hija l-aċċessorju ta' 'distribuzzjoni ta' immaġini perfett, ekonomiku, faċli biex tużah, għal kwalunkwe modalità. Id-disinn kompatt tiegħu għandu touch screen tal-mejda, proċessur avanzat biex jirċievi u jimmaniġġja studji, reġistratur u printer robotiku tad-diski, u interface faċli għall-utent. L-istampatur inkorporat jipproduċi tikketti ta' diski brillanti u b'kulur sħiħ li jinkludu demografija tal-pazjent u l-indirizz u l-logo tal-facilità għall-kummerċ. Il-klijenti jistgħu joħolqu t-tikketti tad-dwana tagħhom stess jew jużaw is-servizz tad-disinn tat-tikketta tad-diska Codonics offrut esklussivament lill-klijenti tagħna.

#### Karatteristiċi / Benefiċċji

- Tirreġistra u tittikkja awtomatikament l-istudji tal-pazjenti mingħajr ma torbot tiegħek orkazzjoni jew riżorsi tal-impjegati
- Studji jistgħu jidhru b'mod konvenjenti minn diska fuq stazzjon tax-xogħol bl-użu ta' telespettatur wieħed jew aktar ta' DICOM, telespettaturi speċjalizzati u / jew telespettaturi tad-dwana OEM \*
- Rapporti Strutturati HL7 u DICOM jistgħu jiġu riċevuti u mqabbla ma' studju ta' pazjent li jippermetti r-reġistrazzjoni kemm tar-rapport kif ukoll ta' studju flimkien fuq l-istess diska \*\*
- Messaġġi narrati jipprovdu status ta' sistema kompluta bil-mess ta' buttuna
- Touchscreen intuittiva tbiddel in-novizzi f'esperti fi ftit minuti
- L-interface tal-utent huwa disponibbli f'ħafna lingwi
- Arkivju Skedat jirreġistra awtomatikament l-istudji kollha fuq id-diska għall-irkupru ta' riżerva / diżastru. Tirrekordja wkoll storja sħiħa tal-attivitajiet kollha tal-arkivju fuq kull diska \*\*
- Disinn ultra kompatt jippermetti sit faċli
- Jissodisfa l-istandards tal-industrija inkluż DICOM parti 10, IHE PDI, u zkuk tal-verifika għall-konformità HIPAA

\* mhux it-telespettaturi kollha huma standard

\*\* karatteristiċi mhux obbligatorji

#### Speċifikazzjonijiet

Input tal-Midja: Kontenitur wieħed ta' dħul ta' 20 diska

Hruġ tal-Midja: Qasra waħda tal-ħruġ ta' 25 diska

Optical Drive: Wieħed CD / DVD drive  
Formati li jistgħu jiġu rrekordjati: CD-R, DVD-R  
Teknoloġija tal-Istamper tat-Tikketta: Inkjet  
Riżoluzzjoni tal-Istamper: Sa 4800 dpi  
Skartoċċ tal-linka: Skartoċċ ta 'kulur wieħed (CMY)  
Interface tal-Utent: 15 "LCD touch screen  
Access mill-brawżer tal-web mill-bogħod bl-użu tal-Internet Explorer®  
Prestazzjoni: \*\*\* Sa 25 CD fis-sieġha, 10 DVD fis-sieġha  
Hażna tad-Dejta: 40 GB  
Interface: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Protokoll tan-Netwerk: DICOM Store SCP  
Mistoqsija / irkupru DICOM (mhux obbligatorju)  
HTTP Web Server (għal kontroll u konfigurazzjoni mill-bogħod)  
Smart Drive: USB flash drive għall-ħażna tad-dejta tal-konfigurazzjoni  
Qawwa: Input Universali: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (ratataqawwa) \*\*\*\*  
Dimensjonijiet: 10.5"(26.7 cm) H, 18.2 "(46.2 cm) W, 21.7" (55.1 cm) L \*\*\*\*  
Piż: 43 lbs. (19.3kg.)

Regolatorju: Konformità sħiħa tal-apparat mediku inklużi Klassi 1 AID u Klassi I MDR  
2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sikurezza  
Elettrika IEC 60601-1 Ed. 3.1 u EMC / EMI: FCC Klassi B u IEC 60601-1-2: Ed. 4 għal  
Facilitajiet Professjonali tal-Kura tas-Saħħa  
\*\*\* ibbażat fuq studju kliniku tipiku u konfigurazzjoni tan-netwerk  
\*\*\*\* display mhux inkluż