

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

NO - Norsk

Oversikt

Virtua E er det perfekte, økonomiske, brukervennlige bildedistribusjonstilbehøret for enhver modalitet. Den kompakte designen har en berøringsskjerm på bordplaten, en avansert prosessor for mottak og administrering av studier, en robotopptaker og skriver og et brukervennlig grensesnitt. Den innebygde skriveren produserer strålende, fullfarge plateetiketter som inkluderer pasientdemografi og anleggets adresse og logo for markedsføring. Kunder kan lage sine egne merkelapper eller bruke Codonics skiltetikettdesignertjeneste som tilbys eksklusivt til våre kunder.

Funksjoner / fordeler

- Registrerer og merker automatisk pasientstudier uten å binde opp orkstasjon eller ansattes ressurser
- Studier kan enkelt vises fra plate på en arbeidsstasjon ved hjelp av en eller flere DICOM-seere, spesialiserte seere og / eller tilpassede OEM-seere *
- HL7 og DICOM Structured Reports kan mottas og tilpasses pasientens studie, slik at både rapporten og studien kan tas opp på samme plate **
- Fortalte meldinger gir fullstendig systemstatus ved å trykke på en knapp
- Intuitiv berøringsskjerm gjør nybegynnere til eksperter på få minutter
- Brukergrensesnittet er tilgjengelig på flere språk
- Planlagt arkiv registrerer automatisk alle studier på platen for sikkerhetskopiering / katastrofegjenoppretting. Den registrerer også en komplett historie med alle arkivaktiviteter på hver plate **
- Ultrakompakt design gir enkel plassering
- Oppfyller industristandarder inkludert DICOM del 10, IHE PDI og revisjonslogger for HIPAA-samsvar

* ikke alle seere er standard

** valgfrie funksjoner

Spesifikasjoner

Medieinngang: En 20-disks innskuff

Medieutgang: Én 25-disks utskuff

Optisk stasjon: En CD / DVD-stasjon

Opptakbare formater: CD-R, DVD-R

Etikettutskriftsteknologi: Blekkstråle
Utskriftsoppløsning: Opptil 4800 dpi
Blekkpatron: Enfargepatron (CMY)
Brukergrensesnitt: 15 "LCD berøringsskjerm
Ekstern nettlesertilgang ved hjelp av Internet Explorer®
Opptreden:*** Opptil 25 CDer i timen, 10 DVDer i timen
Datalagring: 40 GB
Grensesnitt: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Nettverksprotokoller: DICOM Store SCP
DICOM spørring / henting (valgfritt)
HTTP Web Server (for fjernkontroll og konfigurasjon)
Smart Drive: USB-flashstasjon for lagring av konfigurasjonsdata
Strøm: Universalinngang: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominellmakt)****
Dimensjoner: 10,5"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) B, 21,7" (55,1 cm) L ****
Vekt: 43 kg. (19,3 kg.)

Forskrifter: Full overensstemmelse med medisinsk utstyr inkludert klasse 1 FDA og klasse I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektrisk sikkerhet IEC 60601-1 Utg. 3.1 og EMC / EMI: FCC klasse B og IEC 60601-1-2: Ed. 4 for profesjonelle helsetjenester

*** basert på en typisk klinisk studie og nettverkskonfigurasjon

**** skjerm ikke inkludert