

Virtua[®] XR

Medical Disc Publisher

IS - Íslenska

Yfirlit

TheCodonics Virtua XR Medical Disc Publisher gefur út allt að 62 geisladiska eða 31 DVD á klukkustund. Virtua heldur í við fjölbreytniumhverfi, og er sérstaklega hannað fyrir myndbandsforrit í miklu magni eins og MR, PET / CT, MRA og CTA þar sem myndkerfi senda tugþúsundir mynda á klukkustund. Sérniðnir diskar eru teknir upp, merktir og tilbúnir til að fara með sjúklingnum án truflunar á vinnuflæði. Samsniðna hönnun XR er með háþróaðan örgjörva til að taka á móti og stjórna rannsóknum, vélritadiskupptökutæki og prentara og notendavænt snertiskjávíðmót. Innbyggði prentarinn framleiðir ljómandi skífamerki í fullum lit sem innihalda lýðfræði sjúklings og heimilisfang aðstöðu og merki til markaðssetningar. Viðskiptavinir geta búið til sína sérniðnu merkimiða eða notað Codonics þjónustu við diskamerkingarhönnun sem eingöngu er boðið viðskiptavinum okkar.

Aðgerðir / ávinningur

- Skráir sjálfkrafa rannsóknir á sjúklingum án þess að binda vinnustöðina þína eða starfsmenn

- Sköpun og merkingar á diskum eftir þörfum beint frá vinnustöðvum

- Hægt er að skoða rannsóknir af diskum á vinnustöð með því að nota eina eða fleiri

DICOM áhorfendur, sérhæfðir áhorfendur og / eða sérniðnir OEM áhorfendur *

- HL7 og DICOM skipulögð skýrsla er hægt að taka á móti og passa við rannsókn sjúklings sem gerir það kleift

upptöku bæði skýrslunnar og rannsókn saman á sama disknum **

- Innsæi snertiskjár gerir nýliða að sérfræðingum á nokkrum mínútum

- Notendaviðmót er fánlegt á mörgum tungumálum

- Skipulagt skjalasafn skráir sjálfkrafa allar rannsóknir á diskinn til að taka öryggisafrit / hörmungarbata.

Það skráir einnig heildarsögu yfir alla skjalavinnslu á hverjum diskum **

- Þétt hönnun gerir kleift að auðvelda staðsetningu

- Uppfyllir staðla iðnaðarins þar á meðal DICOM hluta 10, IHE PDI og endurskoðunargögn fyrir HIPAA samræmi

* ekki allir áhorfendur eru staðlaðir

** valfrjálsir eiginleikar

Upplýsingar

Fjölmiðlainntak: Tvær 50 diska inntakstunnur

Miðlaútgangur: Einn 25 diska framleiðslutunnur

Optical Drives: Tvö geisladrif / DVD drif

Uppþökanleg snið: CD-R, DVD-R

Merkiprentunartækni: Inkjet

Prentupplausn: Allt að 4800 pát

Blekhylki: Ein þriggja lita skothylki

Notendaviðmót: Innbyggt / aftengjanlegt 15 "LCD snertiskjár

og fjarlægur aðgangur að vafra

Frammistaða:*** Allt að 62 geisladiskar á klukkustund, 31 DVD á klukkustund

Örgjörvi: Intel® Celeron® G3900

Minni: 4 GB

Gagnageymsla: 190 GB

Tengi: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Siðareglur: DICOM Store SCP (allt að 24 samtímatengingar)

DICOM fyrirspurn / sótt (valfrjálst)

HTTP vefþjónn (fyrir fjarstýringu og stillingar)

Smart Drive: USB glampi ökuferð til að geyma stillingargögn

Afl: Alhliða inntak: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (metið afl)

Mál: 26,7" (67,8 cm) H, 19,2" (48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L

Þyngd: 60 kg. (28 kg.)

Reglugerð: Fullt samræmi lækningatækja þ.mt FDA flokkur 1 og I. flokkur

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO

13485: 2016, Rafmagnsöryggi IEC 60601-1 Ed. 3.1 og EMC / EMI:

FCC flokkur B og IEC 60601-1-2: Ed. 4 fyrir atvinnumann

Heilsugæsluaðstaða

*** byggt á dæmigerðri klínískri rannsókn og netstillingu