

Virtua[®] XR

Medical Disc Publisher

SL - Slovenski Jezik

Pregled

TheKodonika Virtua XR Medical Disc Publisher na uro posname do 62 CD-jev ali 31 DVD-jev. Virtua sledi večmodalnostiokolja in je posebej zasnovan za obsežne slikovne aplikacije, kot so MR dojk, PET / CT, MRA in CTA, kjer slikovni sistemi pošljejo na desetisoče slik na uro. Diski po meri se posnamejo, označijo in so pripravljene na odhod s pacientom brez prekinitve poteka dela. Kompaktna zasnova XR ima napreden procesor za sprejemanje in upravljanje študij, robotski snemalnik in tiskalnik diskov ter uporabniku prijazen vmesnik zaslona na dotik. Vgrajeni tiskalnik proizvaja briljantne, barvne nalepke na diskih, ki vključujejo demografske podatke o pacientih ter naslov in logotip ustanove za trženje. Stranke lahko ustvarijo lastne etikete po meri ali jih uporabijoKodonika storitev oblikovanja nalepk za diske, ki je na voljo izključno našim strankam.

Značilnosti / prednosti

- Samodejno beleži študije bolnikov, ne da bi pri tem vezal delovno postajo ali vire zaposlenih
- Izdelava in označevanje diskov na zahtevo neposredno z delovnih postaj modaliteta
- Študije si lahko enostavno ogledate z diska na delovni postaji z eno ali več

Pregledovalniki DICOM, specializirani gledalci in / ali po meri OEM gledalci *

- Strukturirana poročila HL7 in DICOM lahko prejimate in jih primerjate s pacientovo študijo, ki omogoča

snemanje poročila in študije skupaj na isti disk **

- Intuitivni zaslon na dotik v nekaj minutah spremeni novince v strokovnjake
- Uporabniški vmesnik je na voljo v več jezikih
- Scheduled Archive samodejno zabeleži vse študije na disk za varnostno kopiranje / obnovo po katastrofi.

Zabeleži tudi popolno zgodovino vseh arhivskih dejavnosti na vsakem disku **

- Kompaktna oblika omogoča enostavno namestitvev

- Izpolnjuje industrijske standarde, vključno z DICOM delom 10, IHE PDI in revizijskimi dnevniki za skladnost s HIPAA

* niso vsi gledalci standardni

** neobvezne funkcije

Specifikacije

Vhodi za medije: dva vhodna koša s 50 diski

Izhod za medije: en izhodni koš za 25 diskov

Optični pogoni: dva pogona CD / DVD

Zapisljivi formati: CD-R, DVD-R

Tehnologija tiskanja nalepk: Inkjet

Ločljivost tiskanja: do 4800 dpi

Kartuša s črnilom: Ena tribarvna kartuša

Uporabniški vmesnik: Integriran / snemljiv 15-palčni zaslon LCD na dotik

in oddaljeni dostop do spletnega brskalnika

Izvedba:*** Do 62 CD-jev na uro, 31 DVD-jev na uro

Procesor: Intel® Celeron® G3900

Pomnilnik: 4 GB

Shranjevanje podatkov: 190 GB

Vmesnik: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Omrežni protokoli: DICOM Store SCP (do 24 hkratnih povezav)

Poizvedovanje / pridobivanje DICOM (neobvezno)

Spletni strežnik HTTP (za daljinsko upravljanje in konfiguracijo)

Smart Drive: bliskovni pogon USB za shranjevanje konfiguracijskih podatkov

Moč: Univerzalni vhod: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nazivna moč)

Mere: 26,7" (67,8 cm) V, 19,2" (48,6 cm) Š, 26,7" (67,8 cm) L

Teža: 60 lbs. (28 kg.)

Predpisi: Popolna skladnost z medicinskimi pripomočki, vključno z razredom 1 FDA in razredom I

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO

13485: 2016, Električna varnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 in EMC / EMI:

FCC razred B in IEC 60601-1-2: Ed. 4 za Professional

Zdravstvene ustanove

*** na podlagi tipične klinične študije in konfiguracije omrežja