

# Virtua<sup>®</sup>

CD/DVD ディスクパブリッシャー



**CODONICS**

Defining Image Distribution

# Virtua®

CD/DVD ディスクパブリッシャー



## 概要

コドニックスの CD/DVD ディスクパブリッシャー Virtua(バーチャ)は、CD/DVDへの DICOM 画像データの書き込み、DICOM ビューワの添付、ラベル印刷までをフルオートで行なうネットワークツールです。

デュアルCD/DVDドライブ、高速ラベルプリンター、簡単な操作を可能にするタッチスクリーンがコンパクトな本体に集約された統合型ディスクパブリッシャーです。

Virtuaは確実な画像データ保存、可搬性を高め、放射線領域の DICOM ネットワーク環境をサポートする最強のツールです。

## 機能/利点

- コンパクトなスタンドアロン設計で、設置場所を選びません。  
(専用端末やケーブル、モニター、キーボード、マウスは不要)
- Q/R、及びモダリティダイレクトで、ディスクのデータ書き込みとラベル印刷が可能。
- ディスクは、検査データと同時に記録されたDICOM ビューワで簡単に画像を確認できます。  
また複数のビューワをディスクに記録し、選択して使用することもできます。\*
- DICOM Part10、IHE PDI、などの業界標準規格に準拠し、スマートドライブにディスク作成ログが保存されます。
- CD と DVD を同時に充填できるので、CD 1 枚に収まらないデータ容量の場合に、複数の CD への切り分けや自動的にDVD 1 枚に書き込む設定等が選択可能。
- 標準のウェブサーバー機能により、ウェブブラウザを有するホストからの遠隔操作が可能。
- 標準ビューワは、日本語、英語、フランス語の 3 種類。

## オプション機能

- ホットフォルダー: 共有フォルダー経由でデータをディスクに記録
- USB記録

\*他社製ビューワはオプション

## 仕様

|               |  |
|---------------|--|
| サブライトレイ:      | ディスクホルダー(各50枚、合計100枚まで装填可能)  |
| レシーブトレイ:      | 25枚  |
| ドライブ:         | デュアルマルチCD/DVD-Rドライブ  |
| 対応ディスク:       | CD-R, DVD-R  |
| ラベルプリント方式:    | インクジェット  |
| ラベルプリント解像度:   | 4800 dpi   |
| 搭載カートリッジ:     | シングルカラーカートリッジ(CMY)   |
| ユーザーインターフェース: | 組み込みタッチスクリーン(15インチ)、遠隔操作用Webブラウザ   |
| 処理能力:***      | ~ CD 30枚/時、DVD 15枚/時   |
| プロセッサ:        | Intel® Celeron® G3900  |
| メモリー:         | 4 GB   |
| 画像保存領域:       | 120 GB   |
| インターフェース:     | 10/100 Base-T/Gigabit Ethernet (RJ-45)   |
| ネットワークプロトコル:  | DICOM Store SCP (24同時接続可能)、Query-Retrieve<br>HTTP Web Server (遠隔操作* 設定可能)  |
| スマートドライブ:     | USBフラッシュドライブ(設定内容保存用)  |
| 電源:           | 100-240VAC/230VAC, 50/60 Hz, 300 VA (定格出力)   |
| 外形寸法:         | 本体W48.6 x D67.8 x H67.8 (cm)   |
| 重量:           | 28 kg  |
| 適合規格:         | Class I FDA and Class I MDR 2017/745/EU<br>(CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016,<br>Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Class B<br>and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for Professional Healthcare Facilities |

\*\*\*標準的な検査データ量を書き込んだ場合の処理枚数です

この製品は日本国内限定モデルです

## タッチスクリーン画面



This model/configuration of Virtua is not available for purchase or use in the United States.



株式会社コドニックス・ヘルスケア・ジャパン  
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23  
AQUACITY芝浦9階  
TEL: 03-4360-3933  
FAX: 0568-73-7795  
URL: <http://www.chj.co.jp>

Call Codonics today at (03)-4360-3933 or visit [www.chj.co.jp](http://www.chj.co.jp) for more information.

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications subject to change without notice. Patents: [www.codonics.com/ip/patents](http://www.codonics.com/ip/patents) Copyright © 2006-2021 Codonics Inc. Printed in the U.S.A. 10/2021